









- Professionali e sicure
- Adattate alle esigenze individuali
- Vasto assortimento



PANORAMICA DEI PRODOTTI SACCHE DA URINA

ASSISTENZA SICURA A TUTTO CAMPO





SACCHE DA LETTO

Descrizione	Volume	Lunghezza tubicino	Valvola di scarico	Sterilizzazione	Dispositivo anti-ritorno /valvola antireflusso	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
Urimed® B'Bags 	1500 ml	90 cm	-	non sterile	-	250 pz.		29435	6322130
	1500 ml	90 cm	-	non sterile	si	250 pz.		29430	7361103
	1500 ml	90 cm	-	sterile	-	100 pz.		29420	6322101
	2000 ml	90 cm	-	non sterile	-	250 pz.		29415	6322147
	2000 ml	90 cm	-	non sterile	-	30 pz.*		29416	6380972
	2000 ml	90 cm	-	non sterile	si	250 pz.		29410	7361095
	2000 ml	90 cm	-	sterile	-	100 pz.		29400	6322118
	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	non sterile	si	200 pz.		29450	6322153
	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	non sterile	si	30 pz.*		29451	6380989
	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	sterile	si	100 pz.		29440	6322176
Medicare® Sacca 	2000 ml	90 cm	rubinetto scorrevole	sterile	si	10 pz.		28115	6380995
Sacca per secreti 	2000 ml	90 cm	-	in confezione singola sterile	-	1 pz.	attacco Luer-Lock (maschio)	4462009	3189742
Urimed® SP 	2000 ml	100 cm con morsetto scorrevole	rubinetto scorrevole con dispositivo di arresto e linguetta a innesto	in confezione singola sterile	si	1 pz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ filtro di aerazione ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi (mediante siringhe con cono Luer) 	28650	5673270
Urimed® SP+ 	2000 ml	130 cm con morsetto scorrevole	rubinetto scorrevole con dispositivo di arresto e linguetta a innesto	in confezione singola sterile	si	1 pz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ filtro di aerazione ▪ fissaggio per sacche (2 ganci e corda) ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi (mediante siringhe con cono Luer) 	28630	6519329
Ureofix® 112 Plus 	2000 ml	110 cm con morsetto scorrevole e fascetta fissaggio tubo flessibile	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	25 pz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sistema di drenaggio dell'urina chiuso con triplice concetto di sicurezza: ▪ sacca da urina sterile aerata ▪ porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza aghi ▪ camera di gocciamento ermetica ai batteri con membrana protettiva, valvola di scarico sul fondo con rubinetto scorrevole e linguetta ad innesto aerata ▪ 1 paio di guanti sterili senza lattice 	284315	4191310
Sacca da urina	4000 ml	100 cm	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	20 pz.	porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza ago	4801020	6460211
Sacca da urina con pompa a palloncino	4000 ml	100 cm	rubinetto scorrevole	in confezione singola sterile	si	20 pz.	tubicino con pompa a palloncino, porta in silicone sul cono graduato per il prelievo di campioni senza ago	4801030	6460228

SACCHE DA GAMBA

Descrizione	Volume	Lunghezza tubicino	Valvola di scarico	Sterilizzazione	Dispositivo anti-ritorno/valvola antireflusso	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
 Urimed® Bag Plus	500 ml	60 cm	valvola di sicurezza	non sterile	si	10 pz.	tubo 60 cm (Cut to fit)	28501A	6322124
 Urimed® Tribag Plus	500 ml	2 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28201	5392163
Sacca da gamba a 3 camere	500 ml	20 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28203	5267587
	500 ml	40 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28204	5392186
	500 ml	60 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28205	6140127
	800 ml	2 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28301	5392192
	800 ml	20 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28303	5392200
	800 ml	40 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28304	5392217
	800 ml	60 cm	valvola di sicurezza	in confezione singola sterile	si	10 pz.	retro in TNT morbido	28305	6140133

ACCESSORI

Descrizione	Unità di vendita	Particolarità	Cod.art.	Pharmacode
 Urimed® Handle sospensore per sacche da urina non sterile (fissaggio al letto o alla sedia a rotelle)	50 pz.		68548R	5468073
 Urimed® Strap nastro in velcro per il fissaggio di sacche da gamba alla coscia o al polpaccio consente di indossare la sacca in maniera comoda e discreta	10 pz.		68551	5433293
 Urimed® Fix il fissaggio comodo e affidabile per sacche per urina da gamba alla coscia e al polpaccio, lavabile fino a 60 °C	2 pz. 2 pz. 2 pz.	● misura S ● misura M ● misura L	68520R 68530R 68540R	6133239 6133245 6133251
 Urimed® Klett fissaggio universale per sonde, cateteri, flessibili e drenaggi – piccolo fissaggio universale per sonde, cateteri, flessibili e drenaggi – grande	10 pz. 10 pz.		28260 28261	2262678 2262684

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com