



Aesculap Endoscopic Technology

Aesculap® MiniPort

The smallest trocar design | Das kleinste Trokardesign

Mini Laparoscopy starts with the Access

- Small skin incision
- Less post-operative pain¹
- Almost no visible scars¹
- No change of laparoscopic operating technique

Mini Laparoskopie beginnt mit dem Zugang

- Kleine Hautinzision
- Weniger postoperative Schmerzen¹
- Fast keine sichtbaren Narben¹
- Keine Änderung der laparoskopischen OP Technik



Statements relate to Mini Laparoscopy / Angaben beziehen sich auf Mini Laparoscopy

¹⁾ Novitsky Y, Kercher K W, Czerniach D R, Kaban G K, Khera S, Gallagher-Dorval K A, Callery M P, Litwin D E M, Kelly J J.

Advantages of Mini-laparoscopic vs Conventional Laparoscopic Cholecystectomy. Arch Surg. 2005 Dec;140(12):1178-83.

Aesculap® MiniPort

■ Easy insertion

New handle design combined with a dilating tip for an accurate and target access of the trocar – less force necessary.

■ Good fixation

Special profile on the trocar sleeve

■ Cost effective

Combination of single use trocar and reusable dilating pin

■ Complete Mini Laparoscopy System

The MiniPort is compatible with the existing 3.5 mm Aesculap® AdTec® mini instrument line as well as with other 3.5 mm instruments.

■ Einfaches Einbringen

Neues Griffdesign gepaart mit Dilatationsspitze für das ziel- und richtungsgenaue Einbringen des Trokars – mit geringem Kraftaufwand

■ Gute Fixierung

Spezielle Profilierung der Trokarhülse

■ Wirtschaftlich

Kombination Einmaltrokar mit wiederverwendbarem Dilatationsdorn

■ Komplettes Mini Laparoskopie System

Der MiniPort ist mit dem 3,5 mm Aesculap® AdTec® mini Instrumentarium und anderen 3,5 mm Instrumenten kompatibel.



EK105SU

MiniPort
Disposable Trocar Sleeve,
with integrated seal and
thread
diam.: 3.5 mm
length: 70 mm
Package à 6 pcs.

Einmal-Trokarhülse mit
Dichtung und Gewinde
Ø 3,5 mm
Länge: 70 mm
Packung à 6 Stück

EK030R

Dilating Trocar Pin
diam.: 3.5 mm

Dilatations Trokardorn
Ø 3,5 mm

The main product trademark 'Aesculap' and the product trademark 'AdTec' are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.