

# Aesculap® MiniPort

Das kleinste Trokardesign

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

## Mini Laparoskopie beginnt mit dem Zugang

- Kleine Hautinzision
- Weniger postoperative Schmerzen<sup>1</sup>
- Fast keine sichtbaren Narben<sup>1</sup>
- Keine Änderung der laparoskopischen OP Technik



Angaben beziehen sich auf Mini Laparoscopy

1) Novitsky Y, Kercher K W, Czerniach D R, Kaban G K, Khara S, Gallagher-Dorval K A, Callery M P, Litwin D E M, Kelly J J.  
Advantages of Mini-laparoscopic vs Conventional Laparoscopic Cholecystectomy. Arch Surg. 2005 Dec;140(12):1178-83.

- **Einfaches Einbringen**

Neues Griffdesign gepaart mit Dilatationsspitze für das ziel- und richtungsgenaue Einbringen des Trokars – mit geringem Kraftaufwand

- **Gute Fixierung**

Spezielle Profilierung der Trokarhülse

- **Wirtschaftlich**

Kombination Einmaltrokar mit wiederverwendbarem Dilatationsdorn

- **Komplettes Mini Laparoskopie System**

Der MiniPort ist mit dem 3.5 mm Aesculap® AdTec® mini Instrumentarium und anderen 3.5 mm Instrumenten kompatibel.



**EK030R**

Dilatations Trokardorn  
Ø 3.5 mm

**EK105SU**

Einmal-Trokarhülse  
mit Dichtung und Gewinde  
Ø 3.5 mm  
Länge: 70 mm  
Packung à 6 Stück

