

# Aesculap® Single Use Surgical Instruments

Instrumente für Station und Ambulanz  
Chirurgische Behandlungs-Sets



Aesculap Surgical Instruments

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



## Einfach, zuverlässig, wirtschaftlich – Made by Aesculap!

### Einfach

Bei der Entwicklung von SUSI® sind wir besonders auf die Anforderungen im Stations- und Ambulanzbereich eingegangen. Mit SUSI® stehen Ihnen bei jedem Eingriff neue, steril verpackte Instrumente in Aesculap Qualität zur Verfügung. Spenderboxen sorgen für eine einfache Logistik und gewährleisten bei einer sterilen Haltbarkeit von 5 Jahren eine bedarfsgerechte und flexible Bereitstellung.

### Zuverlässig

SUSI® Instrumente sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt. Dieser Werkstoff steht für hervorragende Präzision und bietet ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, so wie Sie es von einem Aesculap Instrument gewohnt sind. Selbstverständlich ermöglicht der eingesetzte Werkstoff eine umweltgerechte Entsorgung.



### Station



### Ambulanz



### Notfallversorgung





### Wirtschaftlich

Sterile SUSI® Instrumente stellen eine wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Einzelinstrumenten dar. Aufwendige Aufbereitungsprozesse entfallen. Einfach und preiswert!

### Made by Aesculap

Als Ergebnis aus der langjährigen Instrumenten-Fachkompetenz und einer hochmodernen Fertigungstechnologie, bietet Aesculap mit dem SUSI® Konzept eine innovative Lösung für Station und Ambulanz. SUSI® ist aufgrund des speziell entwickelten Hochleistungspolymers im täglichen Prozess eindeutig als Einmalinstrument identifizierbar. Dadurch wird ein vom Stationsinstrumentarium ausgehender Korrosionsbefall der im Kreislauf befindlichen chirurgischen Instrumente vermieden. Wie gewohnt stehen Ihnen unsere Aesculap Ansprechpartner für weit-ergehende Fragen zum SUSI® Konzept und der daraus resultierenden Prozessoptimierung jederzeit gerne zur Verfügung.

### Altenheim und Sozialstation



### Rehazentrum



### Praxis



# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



3/4

**AN915SU**

**SUSI® Schlauchklemme**

Abmessung 135 mm, 5 5/16"

Verkaufseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



3/4

**BF046SU**

**SUSI® Tupferzange**

Name GROSS

Beschreibung gerade, Sperre mit Sollbruchstelle

Abmessung 200 mm, 8"

Verkaufseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



3/4



3/4

**BF059SU**

**SUSI® Tupferzange**

Beschreibung gebogen, Sperre mit Sollbruchstelle

Abmessung 265 mm, 10 1/2"

Verkaufseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

**BF047SU**

**SUSI® Tupferzange**

Name GROSS

Beschreibung gebogen, Sperre mit Sollbruchstelle

Abmessung 200 mm, 8"

Verkaufseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



BC110SU	SUSI® Feine Schere
Beschreibung	spitz-spitz, gerade
Abmessung	110 mm, 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BC324SU	SUSI® Chirurgische Schere
Beschreibung	spitz-stumpf, gerade
Abmessung	145 mm, 5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



1/1

BC606SU	SUSI® Präparierschere
Name	METZENBAUM
Beschreibung	gebogen
Abmessung	180 mm, 7"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



BD222SU	SUSI® Anatomische Pinzette
Name	ADSON
Beschreibung	fein
Abmessung	120 mm, 4¾"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BD512SU	SUSI® Chirurgische Pinzette
Name	ADSON
Beschreibung	1 x 2 Zähne, fein
Abmessung	120 mm, 4¾"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



1/1



1/1

BD047SU	SUSI® Anatomische Pinzette
Beschreibung	ohne Zähne
Abmessung	145 mm, 5¾"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BD557SU	SUSI® Chirurgische Pinzette
Beschreibung	1 x 2 Zähne
Abmessung	145 mm, 5¾"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



BD239SU	SUSI® Anatomische Pinzette
Name	CUSHING
Abmessung	200 mm, 8"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BD671SU	SUSI® Chirurgische Pinzette
Name	WAUGHS
Beschreibung	1 x 2 Zähne
Abmessung	200 mm, 8"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



3/4

### GK609SU SUSI® Bipolare Koagulationspinzette

Beschreibung	gerade, ohne Kabel
Abmessung	200 mm, 8" Spitzenbreite 1,5 mm
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



22 mm



28,6 mm



38 mm

### GK290SU - GK292SU SUSI® Kabel Bipolar

Länge	3,7 m	
Pinabstand	22 mm	GK290SU (Dolly, EMC, ERBE-International)
	28,6 mm	GK291SU (Aesculap, BOWA, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab)
	38 mm	GK292SU (Codman CMC II, CMC III)
Verkaufseinheit		10 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



BH110SU	SUSI® Mosquitoklemme
Name	HALSTED
Beschreibung	gerade
Abmessung	125 mm, 4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BH111SU	SUSI® Mosquitoklemme
Name	HALSTED
Beschreibung	gebogen
Abmessung	125 mm, 4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



**BH196SU**    **SUSI® Arterienklemme**

Name	BIRKETT
Beschreibung	gerade
Abmessung	185 mm, 7¼"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

**BH197SU**    **SUSI® Arterienklemme**

Name	BIRKETT
Beschreibung	gebogen
Abmessung	185 mm, 7¼"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



BH424SU	SUSI® Arterienklemme
Name	PEAN
Beschreibung	gerade
Abmessung	145 mm, 5¾"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



BM235SU	SUSI® Nadelhalter
Name	MAYO-HEGAR
Abmessung	150 mm, 6"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

BM226SU	SUSI® Nadelhalter
Name	CRILE WOOD
Abmessung	200 mm, 8"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments



3/4

BV067SU	SUSI® Wundspreizer
Name	WEITLANER
Beschreibung	halbscharf, 3 x 4 Zähne
Abmessung	130 mm, 5 1/8"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



3/4

BT028SU	SUSI® Wundhaken
Name	ROUX
Beschreibung	Blattgrößen 36 x 20 mm & 20 x 15 mm
Abmessung	170 mm, 6 3/4"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton



3/4



1/2

FK850SU	SUSI® Scharfer Löffel
Beschreibung	rundes Arbeitsende 7 mm, ovales Arbeitsende 9 x 6 mm
Abmessung	215 mm, 8 1/2"
Verkaufseinheit	20 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

OM760SU	SUSI® Tonsillenschnürer
Name	EVES
Beschreibung	mit 2 Drahtschlingen
Abmessung	285 mm, 11 1/4"
Verkaufseinheit	10 Stück, steril, einzeln verpackt im Spenderkarton

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

 PACK PER CASE

## Eingriffsgerechte chirurgische Behandlungs-Sets

„All inclusive“: - hochwertiges Einmalinstrumentarium  
- benötigtes Verbrauchsmaterial

Mit einem Griff

- schnell einsetzbar
- komplett verfügbar
- steril (nach einem validierten Aufbereitungsverfahren)
- auf dem neuesten Stand
- mit eindeutiger und fallbezogener Kostentransparenz
- immer ohne Nebenkosten (z.B. Reparatur)
- immer funktionsfähig



### Den Standard bestimmen Sie!

„Pack per Case“ hat sich besonders für den Einsatz auf den Stationen in den Bereichen Intensiv- und Unfallmedizin, in der Ambulanz sowie Pflegediensten, im niedergelassenen Bereich sowie im externen Rettungswesen bewährt. Für all diese Einsatzbereiche stellt das SUSI® Konzept nicht nur eine medizinisch hervorragende Lösung dar, sondern bietet darüber hinaus Einsparpotentiale. Gern sprechen wir auch über Ihre speziellen Wünsche und Vorstellungen.

Station



Ambulanz



Notfallversorgung



Nutzen Sie die Möglichkeit, aus dem großen B. Braun Sortiment den Standard für neue, eingriffsgerechte Behandlungs-Sets zu etablieren.



### Pack per Case – Das besondere Set

Ob für den kleinen Eingriff oder eine größere Wundversorgung, sterile Behandlungs-Sets von B. Braun Aesculap machen den Unterschied. Unsere Linie „Pack per Case“ bietet selbstverständlich die in Klinik und Praxis bewährten Einwegartikel. Aber die unverzichtbaren chirurgischen Instrumente sind anders – sind eben Präzisionsinstrumente – obwohl zum einmaligen Gebrauch konzipiert. Kein Wunder, stehen Aesculap Instrumente doch seit Generationen für Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.



### SUSI® – Der Unterschied

SUSI® (Single Use Surgical Instruments) ist eine einzigartige Linie chirurgischer Einmalinstrumente. Hergestellt aus einem glasfaserverstärktem Hochleistungspolymer und unter Beibehaltung des vertrauten und bewährten Designs, werden hohe Präzision sowie ausgezeichnete mechanische Eigenschaften erzielt. Der eingesetzte Werkstoff ermöglicht eine einfache und umweltfreundliche Entsorgung durch thermische Verwertung im Rahmen des normalen Entsorgungssystems der Klinik.

### Altenheim und Sozialstation



### Rehazentrum



### Praxis



# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

## 5061000 Naht-Set 1



## 5061010 Wundversorgungs-Set 1



Inhalt	Stück
Defix Nierenschale, weiß	1
Schale, transparent, 120 ml	1
Mulltupfer, pflaumengroß	5
SUSI® Pinzette ADSON, scharf, 120 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Chirurgische Schere, spitz/stumpf, 145 mm	1
SUSI® Arterienklemme PEAN, gerade, 145 mm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets	

Inhalt	Stück
Defix Nierenschale, weiß	1
Schale, transparent, 120 ml	1
Mullkomresse, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach	5
Mulltupfer, pflaumengroß	5
SUSI® Pinzette ADSON, scharf, 120 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Chirurgische Schere, spitz/stumpf, 145 mm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets	

**5061020 Wundversorgungs-Set 2**



**5061030 Wundversorgungs-Set 3**



Inhalt	Stück
Defix Nierenschale, weiß	1
Schale, transparent, 120 ml	1
Abdecktuch, 75 x 90 cm	1
Lochtuch, 75 x 75 cm, Klebezone	1
Mullkomresse, 7,5 x 7,5 cm, 12-fach	10
Mulltupfer, pflaumengroß	5
SUSI® Pinzette ADSON, scharf, 120 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Chirurgische Schere, spitz/stumpf, 145 mm	1
SUSI® Arterienklemme PEAN, gerade, 145 mm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets	

Inhalt	Stück
Defix Nierenschale, weiß	1
Schale, transparent, 120 ml	1
Mullkomresse, 7,5 x 7,5 cm, 8-fach	5
Mulltupfer, pflaumengroß	5
SUSI® Chirurgische Pinzette, scharf, 145 mm	1
SUSI® Chirurgische Schere, spitz/stumpf, 145 mm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets	

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

## 5061040 Fadenzieh-Set 1



## 5061050 Fadenzieh-Set



### Inhalt

### Stück

Tray aus Pappe, 180 x 90 x 17 mm	1
Minikompressen, 25 x 25 mm	17
SUSI® Anatomische Pinzette ADSON, 120 mm	1
SUSI® Chirurgische Schere, spitz/spitz, 110 mm	1

Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets

### Inhalt

### Stück

Defix Nierenschale, weiß	1
Stitch Cutter	1
Askina Mullkompressen, 8-fach, 5 x 5 cm	2
SUSI® Anatomische Pinzette ADSON, fein, 120 mm	1

Bestelleinheit: PAK = Packung à 20 Sets

## 5062000 Thorax Drainage-Set, klein



Inhalt	Stück
Kunststoff Tray, blau	1
Vasco OP-Handschuhe Größe 7,5	1
Einschlagtuch, 45 x 75 cm	1
Lochtuch, 75 x 110 cm, blau, mit transparentem Lochrand	1
Schlitzkomresse, 10 x 10 cm, 12-fach	2
Mullkomresse, 10 x 10 cm, 12-fach	5
Einmalskalpell Fig. 11	1
SUSI® Präparierschere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Schlauchklemme, 135 mm	1
Premilene Nahtmaterial 2/0, 75 cm, DS39 (M)	2
Bestelleinheit: PAK = Packung à 5 Sets	

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

## 5062010 Thorax Drainage-Set, groß



Inhalt	Stück
Kunststoff Tray, 38 x 28 x 3 cm	1
Abdecktuch, 75 x 90 cm	1
OP-Handschuhe, Gr. 7,5 o. Puder	1
Mullkomresse, 10 x 10 cm, 12-fach	8
Schlitzkomresse, 10 x 10 cm, 12-fach	2
Schale, rund, 250 ml	1
SUSI® Tupferzange, gebogen, 265 mm	1
Abdecktuch, 75 x 100 cm, selbst klebend	2
Injektions-Spritze, Luer, 10 ml	1
Sterican Kanüle Größe 1, G 20 x 1 1/2, Ø 0,90 mm, 40 mm, gelb	1
Sterican Kanüle, LL, G 18 x 1 1/2, Ø 1,20 mm, 40 mm, rosa	1
Sterican Kanüle, LL, G 20 x 2 3/4, Ø 0,90 mm, 70 mm, gelb	1

Inhalt	Stück
Sterican Kanüle Größe 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0,70 mm, 30 mm, schwarz	1
Einmalskalpell Fig. 11	1
SUSI® Chirurgische Pinzette, scharf, 145 mm	1
SUSI® Schere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Schlauchklemme, 135 mm	1
Premicron Grün Nahtmaterial 0 (3,5), 75 cm, DS 30 (M)	1
Dafilon Blau Nahtmaterial 3/0 (2), 75 cm, 1 x DS 19	1
Askina Fix Fixierpflaster 15 x 20 cm	2
<b>Bestelleinheit: PAK = Packung à 5 Sets</b>	
Entwickelt in Zusammenarbeit mit: Dr. med. Thomas Kiefer, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie Lungenzentrum Bodensee Klinikum Konstanz, Luisenstraße 7, 78464 Konstanz	

## 5062020 Thorax Drainage-Set



Inhalt	Stück
Kunststoff Tray, hellblau, 250 x 137 x 57 mm	1
Lochtuch, 75 x 110 cm, blau, mit transparentem Lochrand	1
Askina Fix Fixierpflaster, 15 x 20 cm	1
Schlitzkomresse, 12-fach, 10 x 10 cm	2
Askina Mullkompressen, 12-fach, 10 x 10 cm	5
SUSI® Tupferzange, gebogen, 200 mm	1
SUSI® Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 145 mm	1
SUSI® Präparierschere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1
SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR, gerade, 150 mm	1
SUSI® Schlauchklemme, 135 mm	1
Einmalskalpell Fig. 11	1
Einmalrasierer	2
Inkjet-Spritze, Luer, 10 ml	1

Inhalt	Stück
Sterican Kanüle Größe 1, G20 x 1 1/2, Ø 0,90 mm, Länge 40 mm, gelb	1
Sterican Kanüle Größe 12, G22 x 1 1/4, Ø 0,70 mm, Länge 30 mm, schwarz	1
Sterican Kanüle Tief-intramuskulär, LL G20 x 2 3/4, Ø 0,90 mm, Länge 70 mm, gelb	1
Abdecktuch 78 x 90 cm	1
Premilene Nahtmaterial 2/0 (3), 75 cm, DS39 (M)	2
Dagrofil Nahtmaterial Grün 0 (3,5), 75 cm, 1 x DS30	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 5 Sets	

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

## 5063000 SUSI® Port Set



Inhalt	Stück
Strumatuch, T-Form, 198/259 x 30 cm	1
Kleines Tray 28 x 38 x 3 cm	1
Sterican Kanüle Größe 2, G21 x 1 1/2, Ø 0,80 mm, 40 mm, grün	1
Sterican Kanüle Größe 12, G22 x 1 1/4, Ø 0,70 mm, 30 mm, schwarz	1
Einmalskalpell Fig. 10	1
Elektrodenhalter mit Fingertaster und Messerelektrode	1
Safil Violett Nahtmaterial 3/0 (2) 70 cm, HR26	2
Monosyn Ungefärbt Nahtmaterial 4/0 (1,5) 45 cm, 1 x DSM19	1
Injektions-Spritze, Luer, 10 ml	2
Askina Soft steril, 9 x 10 cm	1
SUSI® Anatomische Pinzette ADSON, fein, 120 mm	1
SUSI® Chirurgische Pinzette, 1 x 2 Zähne, 145 mm	2
SUSI® Präparierschere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1

Inhalt	Stück
SUSI® Nadelhalter MAYOR-HEGAR, 150 mm	1
SUSI® Wundspreizer WEITLANER, 3 x 4 Zähne, 130 mm	1
SUSI® Wundhaken ROUX, 170 mm	1
Kompressen, 16-fach, 10 x 10 cm, RK	20
OP Kittel, Standard, 130 cm	3
Instrumententischbezug, 75 x 141 cm	1
Beistelltischabdeckung, 152 x 193 cm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 5 Sets	

## 5063010 SUSI® Herzschrittmacher-Set



Inhalt	Stück
Schlitztuch 236 x 300 cm, Schlitz 9 x 108 cm	1
Anästhesietuch 152 x 250 cm	1
Abdecktuch, selbstklebend, 75 x 90 cm	2
C-Bogenhaube 70 + 43 x 200 cm	1
Tray, rechteckig, 6000 ml, weiß, 33 x 30 x 6 cm	1
Schale rund, 250 ml, hellblau	1
Tupfer, extragroß, Rundform 40 x 40 cm, RK	5
Kompressen, 12-fach, 10 x 10 cm, RK	20
Einmalskalpell, Fig. 22	1
Omnifix-Spritze, Luer-Lock, 20 ml	1
Sterican Kanüle Größe 1, G20x1 1/2, Ø 0,90 mm, 40 mm, gelb	1
Saugertasche 33 x 41 cm, PE, 2 Kammer, selbstklebend	1
Elektrodenhalter mit Fingertaster und Messerelektrode	1
SUSI® Mosquitoklemme, gebogen, 125 mm	2
SUSI® Prärierschere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1

Inhalt	Stück
SUSI® Arterienklemme BIRKETT, gebogen, 185 mm	2
SUSI® Nadelhalter CRILE WOOD, gerade, 200 mm	1
SUSI® Chirurgische Pinzette WAUGHS, 200 mm	1
SUSI® Kornzange, gebogen, 265 mm	1
SUSI® Anatomische Pinzette CUSHING, 200 mm	1
SUSI® Wundspreizer WEITLANER, 3 x 4 Zähne, 130 mm	1
SUSI® Wundhaken ROUX, 170 mm	1
Schale, rund, 120 ml, transparent	2
Askina Soft 9 x 10 cm	1
Monosyn Violett Nahtmaterial 3/0 (2), 70 cm, HR26	1
Monosyn Ungefärbt Nahtmaterial 4/0 (1,5), 70 cm, DSMP24 (M)	1
Silkam Schwarz Nahtmaterial 0 (3,5), 75 cm, 1 x HR26	1
OP Kittel, Standard, 130 cm	2
Instrumentiertischbezug, 75 x 141 cm	1
Tischabdeckung, 152 x 193 cm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 4 Sets	

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

## 5063020 SUSI® Varizen Set



Inhalt	Stück
Anästhesietuch, 183 x 300 cm	1
U-Tuch, 196 x 295 cm	1
Abdecktuch, 102 x 150 cm	1
3 Fächer Tray, 24 x 25 x 5 cm	1
Nahtfoliensammler, 4-taschig	1
Präpariertupfer, mittel, Gr. 2, RK	5
Tupfer, pflaumengroß, Rundform, 20 x 20 cm, RK	10
Kompressen, 16-fach, 10 x 10 cm, RK	20
Einmalskalpell Fig. 11	1
Askina Elast, 4 m x 12 cm	1
Askina Soft steril, 7,5 x 5 cm	8
Askina Soft steril, 9 x 10 cm	1
Askina Universalbinde 5 m x 8 cm	1
Askina Universalbinde 5 m x 10 cm	2

Inhalt	Stück
Safil Violett Nahtmaterial 3/0 (2) 6 x 45 cm	1
Safil Violett Nahtmaterial 0 (3,5) 70 cm, HR30	1
Monosyn Ungefärbt Nahtmaterial 4/0 (1,5) 45 cm, DS19	1
Monosyn Ungefärbt Nahtmaterial 4/0 (1,5) 70 cm, DS19	1
SUSI® Nadelhalter CRILE WOOD, gerade, 200 mm	1
SUSI® Chirurgische Pinzette ADSON, fein, 120 mm	1
SUSI® Anatomische Pinzette ADSON, fein, 120 mm	1
SUSI® Mosquitoklemme, gerade, 125 mm	3
SUSI® Mosquitoklemme, gebogen, 125 mm	1
SUSI® Präparierschere METZENBAUM, gebogen, 180 mm	1
SUSI® Wundspreizer WEITLANER, 3 x 4 Zähne, halbscharf	1
SUSI® Wundhaken ROUX, 170 mm	1
Bauchtuch, 6-fach, weiß, 45 x 45 cm, RK	5

Inhalt	Stück
Venostrip Venenexstirpations-Set	1
OP Kittel, Standard, 130 cm	3
Instrumententischbezug, 75 x 141 cm	1
OP-Handschuhe, Gr. 8, puderfrei	1
Beistelltischabdeckung, 152 x 193 cm	1
Bestelleinheit: PAK = Packung à 4 Sets	

# Aesculap® SUSI®

Single Use Surgical Instruments

 PACK PER CASE

Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
5061000	Naht Set 1	20
5061010	Wundversorgungs Set 1	20
5061020	Wundversorgungs Set 2	21
5061030	Wundversorgungs Set 3	21
5061040	Fadenzieh Set 1	22
5061050	Fadenzieh Set	22
5062000	Thorax Drainage Set, klein	23
5062010	Thorax Drainage Set, groß	24
5062020	Thorax Drainage Set	25
5063000	SUSI® Port Set	26
5063010	SUSI® Herzschrittmacher Set	27
5063020	SUSI® Varizen Set	28
AN915SU	SUSI® Schlauchklemme	4
BC110SU	SUSI® Feine Schere	6
BC324SU	SUSI® Chirurgische Schere	6
BC606SU	SUSI® Präparierschere METZENBAUM	7
BD047SU	SUSI® Anatomische Pinzette	9
BD222SU	SUSI® Anatomische Pinzette ADSON	8
BD239SU	SUSI® Anatomische Pinzette CUSHING	10
BD512SU	SUSI® Chirurgische Pinzette ADSON	8

 CLINIC LINE



Artikel Nr.	Beschreibung	Seite
BD557SU	SUSI® Chirurgische Pinzette	9
BD671SU	SUSI® Chirurgische Pinzette WAUGHS	10
BF046SU	SUSI® Tupferzange GROSS	4
BF047SU	SUSI® Tupferzange GROSS	5
BF059SU	SUSI® Tupferzange	5
BH110SU	SUSI® Mosquitoklemme HALSTED	12
BH111SU	SUSI® Mosquitoklemme HALSTED	12
BH196SU	SUSI® Arterienklemme BIRKETT	13
BH197SU	SUSI® Arterienklemme BIRKETT	13
BH424SU	SUSI® Arterienklemme PEAN	14
BM226SU	SUSI® Nadelhalter CRILE WOOD	15
BM235SU	SUSI® Nadelhalter MAYO-HEGAR	15
BT028SU	SUSI® Wundhaken ROUX	16
BV067SU	SUSI® Wundspreizer WEITLANER	16
FK850SU	SUSI® Scharfer Löffel	17
GK290SU	SUSI® Kabel Bipolar	11
GK291SU	SUSI® Kabel Bipolar	11
GK292SU	SUSI® Kabel Bipolar	11
GK609SU	SUSI® Bipolare Koagulationspinzette	11
OM760SU	SUSI® Tonsillenschnürer EVES	17



#### Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf  
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | [www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

#### Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Aesculap Division | Seesatz 17 | 6204 Sempach  
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland  
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | [www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Aesculap – a B. Braun company

Die Hauptproduktmarke 'Aesculap' und die Produktmarke 'SUSI' sind eingetragene Marken der Aesculap AG.

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.