



Askina® Pad / Askina® Pad S

compresse absorbante en non-tissé

Domaines d'application

- Pour le traitement de plaies de toutes sortes en traumatologie, dermatologie et chirurgie
- En tant que pansement secondaire lors de plaies infectées

Askina® Pad / Askina® Pad S

Compresse non adhérente pour le confort optimal du patient

Les compresses non tissées **Askina® Pad** et **Askina® Pad S** sont très absorbantes. Le côté plaie du film microperforé empêche d'adhérer à la plaie. Elles sont très douces et souples et offrent un bon capitonnage de la plaie. Grâce au repos de la plaie assuré, un changement de pansement protecteur est indolore et encourage le processus de guérison.

Le système à trois couches



1 Couche supérieure en non tissé

Le capitonnage ne peluche pas

2 Capitonnage en fibre acrylique et coton multicouches

Particulièrement absorbant, haut effet de rembourrage

3 Film de polyester de type filet

Empêche d'adhérer à la peau, transport rapide des sécrétions par le tissu grille microfin

Avantages

- Compresse en non-tissé stérile, très absorbante
- Capitonne la plaie et favorise le processus de guérison grâce à un changement de pansement sans problème
- Est recommandé pour la guérison des plaies post-opératoires ainsi que pour les premiers secours

Survol des produits

	Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
	Askina® Pad				
	5 x 5 cm	100	WIN9024018	1021238	35.01.02.01.1
	10 x 10 cm	100	WIN9024034	1021237	35.01.02.03.1
	Askina® Pad S (compresse fendue)				
	10 x 10 cm	100	WIN9024010	1021239	35.01.02.03.1