


Les sets d'administration en aperçu

Mode d'administration	Set d'administration avec poche vide	Mode d'administration avec adaptateur universel
	 Nutrifix® 1000 ml Safety Réf. 9240678	 Nutrifix® adaptateur universel Safety Réf. 9240622
	 Set Enteroport® Plus 1000 ml Safety Réf. 8721735	 Set Enteroport® Plus adaptateur universel Safety Réf. 8721745
	 Infusomat® ligne Space 1000 ml Réf. 8250836 SP	 Infusomat® ligne Space adaptateur universel Réf. 8250856 SP

Tous les sets d'administration sont compatibles avec Omnifix® Enteral. Les sets d'administration avec adaptateur universel peuvent être connectés à des poches, à des flacons à capsule ou à col large, à des seringues et à des poches vides.



de simplicité

175
YEARS

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Venez nous visiter au congrès de la SSMI
du 29 au 31 octobre 2014 à Interlaken

Misez sur le principe

B. Braun Medical SA | Hospital Care | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmc@bbraun.com | www.bbraun.ch

HC2070_09.2014

Avec le nouveau système de sécurité B. Braun pour la nutrition entérale.

Sans accroc : un concept de connexion très clair

Le concept de connexion de notre système pour la NE ne fonctionne qu'avec les composants pour administration entérale. Les médicaments intraveineux ne peuvent pas être connectés.

Côté récipient alimentaire

- ENPlus pour poche et ligne de NE



Côté patient

- Connecteur de sécurité en Y anti-inversion, compatible **uniquement** avec Omnifix® Enteral
- ENLock **uniquement** pour connexions entérales



Universel : un système pour tout

Quel que soit le composant que vous utilisez :

Le système de sécurité B. Braun de NE connecte tous les récipients usuels de solution nutritive et tous les modes d'administration.



Récipients alimentaires

-  Poches
-  Flacons de verre
-  Seringues
-  Solution nutritive composée

Modes d'administration

-  Systèmes d'administration par gravité
-  Pompe ambulante pour NE (Enteroport® Plus)
-  Pompe universelle (B. Braun Space)

Confusions exclues : codage couleur systématique

Le violet – un standard reconnu à l'échelle internationale pour la nutrition entérale – caractérise tous les composants du système de sécurité B. Braun pour la NE.

