



- Ultra-flexibler Hautschutz
- Sofortige Haftung
- Leicht und aktiv

## Softima<sup>®</sup> Active

WIE EINE ZWEITE HAUT

# Softima® Active

LEICHT UND AKTIV

## 1-TEILIG



### WIE EINE ZWEITE HAUT

- Haftet sofort und zuverlässig
- Weich und anschmiegsam
- Leicht und kaum spürbar

Softima® Active ist eine innovative 1-teilige Stoma-Versorgung. Die Haftfläche des Beutels besteht aus der ultra-flexiblen und patentierten B. Braun Tech Hautschutzfläche. Dadurch passt sich die Versorgung dem Mensch an und nicht umgekehrt. Der Beutel macht jede Bewegung mit, Sie fühlen den Unterschied sofort. Die Versorgung ist leicht und anschmiegsam. Dank der B. Braun Tech Hautschutzfläche erzielt Softima® Active eine exzellente Haut-Verträglichkeit.

### ULTRA-FLEXIBLER HAUTSCHUTZ

- Extrem anpassungsfähig auch bei Hautfalten, Hernien und Narben
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- Perfekter Schutz der Haut



Softima® Active hat sich in einer dermatologischen Prüfung durch Dr. Mignard (IDEA, Dermatology Institute of Aquitaine, Martillac, Frankreich) gegenüber den anderen getesteten Beutelsystemen durchgesetzt: **BESTE ERGEBNISSE BEI ALLEN KRITERIEN!**

Produkt	Zusammensetzung
Produkt A	Polyisobutylen (PIB)
Produkt B	Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Produkt C	Styrene-Isoprene-Styrene (SIS) / Polyisobutylen (PIB)
Softima® Active	100% Styrene-Isoprene-Styrene (SIS)

# Softima® Active

## WEICH UND ANSCHMIEGSAM

### FORMSTABILE BASISPLATTE

- Beste Feuchtigkeits-Resistenz auch bei sehr flüssigen Ausscheidungen
- Hinterlässt keine Rückstände auf der Haut
- Keine zusätzlichen Entferner-Produkte notwendig



### EFFEKTIVE FILTERLEISTUNG

- Kein Aufblähen des Beutels
- Gerüche werden zuverlässig neutralisiert
- Komfort und Sicherheit zu jeder Zeit

Sofortige Haftung	Einfaches Entfernen	Keine Rückstände	Hautfreundlichkeit	Wasserresistenz	Flexibilität
☆☆☆☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★☆☆
☆☆☆☆	★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★★
☆☆☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

# Softima® Active

## PRODUKTÜBERSICHT

	Artikel	Füllmenge	Einheit	Art-Nr.	Pharmacode
	<b>Softima® Active Kolostomie Maxi mit Sichtfenster*</b>				
	15 – 65 mm ☞ beige	600 ml	30	4612380A	7787846
	<b>Softima® Active Kolostomie Midi mit Sichtfenster*</b>				
	15 – 50 mm ☞ beige	460 ml	30	4612115A	6780358
	25 mm beige	460 ml	30	4610125A	5260349
	30 mm beige	460 ml	30	4610130A	5260355
	35 mm beige	460 ml	30	4610135A	5260361
	40 mm beige	460 ml	30	4610140A	5260378
	<b>Softima® Active Kolostomie Mini mit Sichtfenster*</b>				
	15 – 45 mm ☞ beige	220 ml	30	4612215A	7787847
	<b>Softima® Active Ileostomie Roll'up Maxi</b>				
	12 – 65 mm ☞ beige	720 ml	30	4620380A	7078790
	12 – 65 mm ☞ beige mit Sichtfenster*	720 ml	30	4622380A	7451094
	<b>Softima® Active Ileostomie Roll'up Midi</b>				
	12 – 50 mm ☞ beige	560 ml	30	4620115A	5260390
	12 – 50 mm ☞ beige mit Sichtfenster*	560 ml	30	4622115A	6780364
	25 mm beige	560 ml	30	4620125A	5260409
	30 mm beige	560 ml	30	4620130A	5260415
	35 mm beige	560 ml	30	4620135A	5260421

MiGeL Stomaversorgung 29.01.01.00.1



\*Sichtfenster