



Urimed® Cath

BLASENVERWEILKATHETER AUS 100% SILIKON

Silikonballonkatheter	Einheit	Grösse (CH)	Farbcode	Ballon (ml)	Art.-Nr.	Pharmacode
Urimed® Cath Foley Nelaton Silikonballonkatheter, 40 cm, mit 2-Lumen-Schaft und Nelaton-Spitze mit 2 gegenüberliegenden Augen. Für die Drainage der Blase. 	10	12	weiss	10	4563312	7787506
	10	14	grün	10	4563314	7787507
	10	16	orange	10	4563316	7787508
	10	18	rot	10	4563318	7787509
	10	20	gelb	10	4563320	7787510
	10	22	violett	10	4563322	7787511
	10	24	blau	10	4563324	7787512
Urimed® Cath Foley Tiemann Silikonballonkatheter, 42 cm, mit 2-Lumen-Schaft und Tiemann-Spitze mit 1 Auge. Für die Drainage der Blase. 	10	12	weiss	10	4563412	7787513
	10	14	grün	10	4563414	7787514
	10	16	orange	10	4563416	7787515
	10	18	rot	10	4563418	7787516
	10	20	gelb	10	4563420	7787517

Schaft und Spitze aller Urimed® Cath Silikonballonkatheter sind röntgensichtbar.
MiGel-Nr. 15.11.10.00.1

Urimed® Cath


100% SILIKON – VERPACKUNGSDESIGN



Urimed® Cath

100% SILIKON – HANDHABUNG

Nach Entnahme des Urimed® Cath Silikonballonkatheters im Schutzbeutel aus der Peelverpackung gibt es zwei Möglichkeiten zur Öffnung des primären Schutzbeutels.



- 1 Durch Aufreißen an der seitlichen Perforation oder
- 2 Aufreißen an der Perforation entlang des Katheters.
- 3 Nach Zurückschieben des geöffneten Schutzbeutels ist der Urimed® Cath Silikonballonkatheter einsatzbereit.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com