



# Infusomat<sup>®</sup> plus Line





Portfolio Et informazioni sul prodotto

# Infusomat<sup>®</sup> plus Line







## Portfolio & informazioni sul prodotto

### Intuitivo e sicuro

I codici cromatici e il design della pompa Infusomat<sup>®</sup> compact<sup>plus</sup> facilitano l'inserimento delle linee Infusomat<sup>®</sup> plus. I tubi dedicati garantiscono un'accuratezza costante a lungo termine (fino a 96 h). Il morsetto anti-flusso chiude automaticamente la linea per prevenire il rischio che la soluzione fluisca liberamente una volta aperta la porta. Inoltre, l'interfaccia grafica per l'utente consente un funzionamento intuitivo, mentre la guida al caricamento riduce il bisogno di addestramento.

Infusomat <sup>®</sup> plus Line	Descrizione	Materiale tubo*	Lunghezza (cm)	Capacità di riempimento (ml)	Porta Y	Cod. art.
<b>SafeSet</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro liquidi da 15 µm</li> <li>Camera di gocciolamento incl. funzione AirStop</li> </ul>	PVC	240/150	17.3	–	8700200
		PVC	300/200	21.2	–	8700210
		PUR	240/150	17.8	–	8700220
		PVC	300/200	22.2	senza ago	8700240
		PUR	300/200	22.9	senza ago	8700250
<b>Trasfusione</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro ematico da 200 µm</li> </ul>	PVC	240/150	17.3	–	8700350
		PVC	300/200	21.9	senza ago	8700360
<b>Protezione anti-UV</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro liquidi da 15 µm</li> <li>Camera di gocciolamento incl. funzione AirStop</li> </ul>	PUR	240/150	17.8	–	8700260
		PUR	300/200	22.9	senza ago	8700270
<b>Oncologia</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro liquidi da 15 µm</li> <li>Filtro idrofilo per liquidi da 0.2 µm (Sterifix<sup>®</sup>)</li> <li>Camera di gocciolamento incl. funzione AirStop</li> <li>Raccordo lato paziente: Eurofix Spinlock</li> </ul>	PUR	240/150	20.6	–	8700300

\*PVC = senza DEHP; PUR = senza PVC/senza DEHP

Infusomat <sup>® plus</sup> Line	Descrizione	Materiale tubo*	Lunghezza (cm)	Capacità di riempimento (ml)	Porta Y	Cod. art.
<b>Cyto-Set<sup>®</sup> AirStop</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camera di gocciolamento incl. funzione AirStop</li> </ul>	PUR	210/155	23.9	3 valvole senza ago	8700420
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piastrina di presa con valvole antiritorno integrate</li> </ul>	PUR	210/155	23.9	5 valvole senza ago	8700430
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materiale resistente ai citostatici</li> <li>▪ Raccordo lato paziente: Eurofix Spinlock</li> <li>▪ Filtro idrofilo per liquidi da 0.2 µm (Sterifix<sup>®</sup>)</li> </ul>	PUR	225/170	27.4	5 valvole senza ago	8700460
<b>Cyto-Set<sup>®</sup> UV-protect</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fotoprotezione fino a 520 nm</li> <li>▪ Camera di gocciolamento incl. funzione AirStop</li> </ul>	PUR	210/155	23.9	3 valvole senza ago	8700440
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piastrina di presa con valvole antiritorno integrate</li> <li>▪ Materiale resistente ai citostatici</li> <li>▪ Raccordo lato paziente: Eurofix Spinlock</li> </ul>	PUR	210/155	23.9	5 valvole senza ago	8700450
<b>Nutrizione enterale – ENFit<sup>™</sup></b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camera di gocciolamento in linea</li> </ul>	PUR	330/220	28.0	senza ago	8700370
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccordo lato paziente: ENFit<sup>™</sup></li> </ul>	PVC	330/220	23.1	senza ago	8700400
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perforatore ENPlus per diete con nutrizione enterale con porta (cross) ENPlus</li> <li>▪ Rubinetto tre vie di arresto con raccordo ENFit<sup>™</sup> per siringa ENFit<sup>™</sup></li> </ul>	PVC	260/150	18.5	senza ago	8700380

\*PVC = senza DEHP; PUR = senza PVC/senza DEHP

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)