

B. Braun Omniflush® und PraxiJect™

Gebrauchsfertiges, zeitsparendes
Spülsystem

40 Sekunden mehr Zeit für den Patienten!



Sicher, einfach und effizient Jede Sekunde zählt!



Vorteile für den Anwender

- Gebrauchsfertiges, zeitsparendes Spülsystem
- Eindeutige und einfache Kennzeichnung
- Optimales Verfahren hinsichtlich Sicherheit und Hygiene
- Kostengünstig und umweltfreundlich

Standard-Anwendung

- 1 Interne Bestellung
- 2 Bereitstellung einer Spritze, Nadel und Ampulle
- 3 Öffnen aller Verpackungen
- 4 Aufsetzen der Aspirationsnadel auf die Spritze
- 5 Aufziehen der Lösung



WERTVOLLE SEKUNDEN SPAREN

- 1 Interne Bestellung
- 2 Bereitstellung einer Spritze
- 3 Öffnen der Verpackung
- 4 Entfernen der Spritzenkappe
- 5 Spülen
- 6 Entsorgen der Spritze

40 Sekunden eingespart

Anwendung von Omniflush® und PraxiJect™

Hochtransparenter
Spritzenzylinder

Einfach erkennbares
Füllvolumen

Barcode auf
dem Spritzenlabel

Reduzierter Blut-Reflex

Datamatrix auf
der Umverpackung



Praxiject™ – doppelt steril
erhältlich mit vorgefülltem Inhalt 5 ml, 10 ml, 20 ml

Luer-Lock
Anschluss

Massive
Spritzenwand

Sterile
Lösung

Einfache Identifikation
zur Minimierung von
Medikationsfehlern

Hervorragende Gleitfähigkeit
des Spritzenstempels

PVC-, DEHP- UND LATEXFREI

Omniflush® – einfach steril
erhältlich mit vorgefülltem Inhalt 3 ml, 5 ml, 10 ml



Anti-Reflex-Technologie B. Braun Omiflush®
Vermeidet Blutrückfluss dank dem Dicht-Lippen Konzept

Datamatrix

Integrierte Daten zur Identifizierung
bis auf die kleinste Mengeneinheit

6 Entfernen der
Aspirationsnadel

7 Entsorgen der
Aspirationsnadel

8 Entsorgen der
Ampulle


9 Spülen

10 Entsorgen
der Spritze

BEI JEDER KATHETERSPÜLUNG



Anwendung



Weitere Angaben zur Handhabung können den Anwendungshinweisen entnommen werden.

Produktübersicht

Bezeichnung	Volumen	Grösse	Art.-Nr.	VE / Stück	Pharmacode
Omniflush® – einfach steril	3 ml	10 ml	EM-3513572	100 Stk.	5045415
	5 ml	10 ml	EM-3513575	100 Stk.	5045421
	10 ml	10 ml	EM-3513576	100 Stk.	5045438
Omniflush® mit SwabCap® – einfach steril	10 ml	10 ml	EM-3513576SC	100 Stk.	7839551
PraxiJect™ – doppelt steril	5 ml	10 ml	37055	100 Stk.	7822638
	10 ml	10 ml	3705-4	50 Stk.	1043142
	20 ml	20 ml	3706	60 Stk.	7822640
SwabCap®	-	-	EM-SCXT3	200 Stk.	6403986