

B. Braun Omniflush® e PraxiJect™

Sistema di lavaggio pronto all'uso
che fa guadagnare tempo

40 secondi di tempo in più per il paziente!



Sicuro, semplice ed efficiente Ogni secondo conta!



VANTAGGI PER L'OPERATORE

- Sistema di lavaggio pronto all'uso che fa guadagnare tempo
- Etichetta semplice e univoca
- Procedimento ottimale dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene
- Economicamente conveniente ed ecologico

Uso standard

- 1 Ordine interno
- 2 Preparazione della siringa, ago e ampolla
- 3 Apertura delle confezioni
- 4 Montaggio dell'ago
- 5 Aspirazione della soluzione



VALUTI PREZIOSI RISPARMIATI

- 1 Ordine interno
- 2 Preparazione della siringa
- 3 Apertura della confezione
- 4 Asportazione del tappo bianco
- 5 Risciacquo
- 6 Smaltimento della siringa

40 Secondi guadagnati

Uso di Omniflush® e PraxiJect™

Camicia ad alta trasparenza

Capacità di riempimento facilmente riconoscibile

Codice a barre sull'etichetta della siringa

Ridotto reflusso ematico

Datamatrix sull'imballaggio esterno



PraxiJect™ – confezionato sterile
disponibile preriempita con 5 ml, 10 ml, 20 ml di contenuto

Connettore Luer Lock

Parete della siringa spessa

Soluzione sterile

Facile identificazione
Evita di evitare errori di medicazione

Eccellente scorrevolezza dello stantuffo della siringa

SENZA PVC, DEHP E LATTICEI

Omniflush® – sterile
disponibile preriempita con 3 ml, 5 ml, 10 ml di contenuto



Tecnologia antireflusso B Braun OmniFlush® Evita il reflusso ematico grazie al concetto degli anelli di tenuta

Datamatrix

Dati integrati per l'identificazione fino alla più piccola unità quantitativa

6 Asportazione dell'ago

7 Smaltimento dell'ago

8 Smaltimento dell'ampolla


9 Risciacquo

10 Smaltimento della siringa

CON OGNI PURGA DEL CATETERE



Uso



Ulteriori informazioni sull'utilizzo nelle istruzioni per l'uso..

Panoramica del Prodotto

Denominazione	Capacità	Dimensioni	N. art.	UI / pezzi	Pharmacode
Omniflush® – sterile	3 ml	10 ml	EM-3513572	100 pz.	5045415
	5 ml	10 ml	EM-3513575	100 pz.	5045421
	10 ml	10 ml	EM-3513576	100 pz.	5045438
Omniflush® con SwabCap® – sterile	10 ml	10 ml	EM-3513576SC	100 pz.	7839551
PraxiJect™ – confezionato sterile	5 ml	10 ml	37055	100 pz.	7822638
	10 ml	10 ml	3705-4	50 pz.	1043142
	20 ml	20 ml	3706	60 pz.	7822640
SwabCap®	-	-	EM-SCXT3	200 pz.	6403986