



SEMPLICE E PULITO

- Manpolazione igienica
- Personale sanitario soddisfatto
- Pazienti sollevati

# Rectobag<sup>®</sup>

IRRIGAZIONE INTESTINALE CON SISTEMA DA ENTEROCLISMA CHIUSO

# Rectobag®

IRRIGAZIONE INTESTINALE CON SISTEMA DA ENTEROCLISMA CHIUSO



#### Prevenzione delle fuoriuscite

- La sacca da irrigazione da 2 L è dotata di coperchio di chiusura ermetico a fluidi e odori



#### Prevenzione delle perdite dalla sonda rettale


- Lo sfintere anale è adeguatamente protetto dal palloncino morbido\*
- Il dispendio richiesto per la pulizia del letto e del paziente è notevolmente ridotto

\* Durata d'impiego: massimo ½ h (vedere le istruzioni per l'uso)



#### Set specifico per esami radiologici

- Il raccordo a Y con attacco a forma di imbuto consente la somministrazione aggiuntiva di mezzi di contrasto radiologici o l'irrigazione con acqua tiepida



I clisteri alti (irrigazione dei tratti intestinali superiori) comportano spesso cattivi odori, contatti con escrementi e ostruzioni dei sistemi impiegati. La procedura è quindi piuttosto sgradevole sia per il personale sanitario che per i pazienti.

Il sistema Rectobag® abbina vantaggi igienici con una semplicità d'uso ottimale sia per gli utilizzatori che per i pazienti. Il carico di lavoro richiesto dalla cura è notevolmente ridotto e si eliminano le problematiche igieniche.



Prodotti	Cod. art.
<p><b>Rectobag®</b> Sistema chiuso per irrigazioni intestinali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sacca da enteroclisma, 2 L</li> <li>▪ Flessibile di raccordo di ampio lume (7.5 mm ø) con morsetto di arresto, 150 cm</li> <li>▪ Sonda rettale con palloncino in silicone (senza lattice)</li> <li>▪ Siringa Lock Omnifix® 50/60 ml</li> <li>▪ In confezione singola, sterile</li> </ul>	<p>4423364</p> 
<p><b>Rectobag®</b> Sistema chiuso per irrigazioni intestinali e diagnostica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sacca da enteroclisam, 2 L</li> <li>▪ Flessibile di raccordo di ampio lume (7.5 mm ø) con morsetto di arresto, 150 cm</li> <li>▪ Raccordo a Y con attacco a imbuto e morsetto scorrevole</li> <li>▪ Sonda rettale con palloncino in silicone (senza lattice)</li> <li>▪ Siringa Lock Omnifix® 50/60 ml</li> <li>▪ In confezione singola, sterile</li> </ul>	<p>4423348</p> 
<p><b>Rectobag®</b> Sacca per irrigazioni intestinali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sacca da enteroclisma, 2 L graduata</li> <li>▪ Bocchetta di riempimento con chiusura ermetica a fluidi e odori</li> <li>▪ Occhielli di sospensione robusti</li> <li>▪ Flessibile di raccordo di ampio lume (7.5 mm ø) con morsetto di arresto, 150 cm</li> <li>▪ Cono graduato</li> <li>▪ In confezione non sterile/alla rinfusa</li> </ul>	<p>4423356</p> 

#### VANTAGGI PER GLI UTENTI:

- Sistema monouso chiuso - sempre a portata di mano
- 3 sistemi differenti - per ogni situazione
- Prevenzione delle contaminazioni
- Manipolazione semplice e pulita

# Panoramica dei prodotti Rectobag®

	Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode
	Sistema chiuso per irrigazioni intestinali	1 pezzo	4423364	6633634
		20 pezzi	4423364	3157736
	Sistema chiuso per irrigazioni intestinali e <b>diagnostica</b>	20 pezzi	4423348	7413159
	Sacca per irrigazioni intestinali	40 pezzi	4423356	2766249

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)