



SIMPLE ET PROPRE

- Utilisation hygiénique
- Personnel soignant satisfait
- Patients soulagés

Rectobag[®]

SYSTÈME FERMÉ POUR RINÇAGE INTESTINAL

Rectobag®

SYSTÈME FERMÉ POUR RINÇAGE INTESTINAL



Pas de fuite involontaire

- La poche de lavement 2 L possède un couvercle étanche aux liquides et aux odeurs



Pas de risque de sortie de la tubulure rectale

- Le sphincter anal est suffisamment bloqué* par le ballon doux de la tubulure rectale
- L'investissement du nettoyage du lit et du patient est notablement réduit

* Durée d'utilisation : 1/2 h maximum (cf. le mode d'emploi)



Set spécial pour examens radiologiques

- La pièce en Y avec embout entonnoir permettant l'administration supplémentaire de produit de contraste radiologique ou le rinçage à l'eau tiède



Un grand lavement (irrigation de parties de l'intestin situées plus haut) est souvent associé à de mauvaises odeurs, au contact avec des excréments et à l'obstruction des systèmes utilisés. Pour le personnel soignant ainsi que pour les patients, ce processus de rinçage est plutôt désagréable.

Le système Rectobag® combine les aspects hygiéniques avec un optimum de satisfaction pour l'utilisateur et les patients. La charge de travail pour le personnel soignant est considérablement réduite et élimine les défis en matière d'hygiène.



| Produits | N° art. |
|---|--|
| Rectobag® Système fermé pour rinçage intestinal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poche de lavement pivotante, 2 L ▪ Grand calibre (7,5 mm diam.) Tubulure de transfert avec pince à clipser, 150 cm ▪ Tube de ballonnet en silicone (sans latex) ▪ Omnifix® 50/60 ml seringue Lock ▪ Emballage unique, stérile | 4423364  |
| Rectobag® Système fermé pour rinçage intestinal et diagnostique <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poche de lavement pivotante, 2 L ▪ Grand calibre (7,5 mm diam.) tubulure de transfert avec pince à clipser, 150 cm ▪ Pièce en Y avec embout entonnoir et pince coulissante ▪ Tube de ballonnet en silicone (sans latex) ▪ Omnifix® 50/60 ml seringue Lock ▪ Emballage unique, stérile | 4423348  |
| Rectobag® Poche pour rinçage intestinal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Poche de lavement, 2 L avec graduation ▪ Pièce de remplissage étanche aux liquides et aux odeurs ▪ Suspente stable ▪ Grand calibre (7,5 mm diam.) de la tubulure de transfert avec pince à clipser, 150 cm ▪ Embout de connexion cranté ▪ Non stérile / en vrac | 4423356  |

AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS :

- Système fermé à usage unique – toujours sous la main
- 3 différents systèmes – pour chaque situation
- Les contaminations sont évitées
- Utilisation simple et propre

Survol du produit Rectobag®

| | Article | Unité | N° art. | Pharmacode |
|---|--|-----------|---------|------------|
|  | Système fermé pour rinçage intestinal | 1 pièce | 4423364 | 6633634 |
| | | 20 pièces | 4423364 | 3157736 |
|  | Système fermé pour rinçage intestinal et diagnostique | 20 pièces | 4423348 | 7413159 |
|  | Poche pour rinçage intestinal | 40 pièces | 4423356 | 2766249 |

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com