



EINFACH UND  
SAUBER

- Hygienische Anwendung
- Zufriedenes Pflegepersonal
- Erleichterte Patienten

**Rectobag<sup>®</sup>**

DARMSPÜLUNG MIT GESCHLOSSENEM EINLAUFSYSTEM

# Rectobag®

## DARMSPÜLUNG MIT GESCHLOSSENEM EINLAUFSYSTEM



### Kein unabsichtliches Auslaufen

- Der 2 L-Spülbeutel besitzt einen flüssigkeits- und geruchsdichten Deckel



### Kein Herausrutschen des Darmrohres


- Der Analsphinkter ist durch den weichen Ballon des Darmrohres genügend geblockt\*
- Der Reinigungsaufwand von Bett und Patient ist deutlich reduziert

\* Dauer der Anwendung: Maximal ½ h (siehe Gebrauchsanweisung)



### Spezielles Set für Röntgenuntersuchungen

- Y-Stück mit Trichteransatz ermöglicht die zusätzliche Verabreichung von Röntgenkontrastmittel oder die Spülung mit lauwarmem Wasser



Ein hoher Einlauf (Spülen von höher gelegenen Darmpartien) ist oft mit schlechten Gerüchen, Kontakt mit Exkrementen und Verstopfung der verwendeten Systeme verbunden. Für das Pflegepersonal wie auch für den Patienten, die Patientin ist dieser Spülvorgang eher eine unangenehme Prozedur.

Das Rectobag®-System kombiniert hygienische Aspekte mit einem Optimum an Anwender- und Patientenfreundlichkeit. Die Arbeitsbelastung für die Pflege reduziert sich deutlich und beseitigt hygienische Herausforderungen.



Produkte	Art.-Nr.
<p><b>Rectobag®</b> Geschlossenes System für Darmspülungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwenkeinlaufbeutel, 2 L</li> <li>▪ Grosslumiger (7.5 mm ø) Überleitungsschlauch mit Rastklemme, 150 cm</li> <li>▪ Ballondarmrohr aus Silikon (latexfrei)</li> <li>▪ Omnifix® 50/60 ml Lock-Spritze</li> <li>▪ Einzeln verpackt, steril</li> </ul>	<p>4423364</p> 
<p><b>Rectobag®</b> Geschlossenes System für Darmspülungen und Diagnostik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwenkeinlaufbeutel, 2 L</li> <li>▪ Grosslumiger (7.5 mm ø) Überleitungsschlauch mit Rastklemme, 150 cm</li> <li>▪ Y-Stück mit Trichteransatz und Schiebeklemme</li> <li>▪ Ballondarmrohr aus Silikon (latexfrei)</li> <li>▪ Omnifix® 50/60 ml Lock-Spritze</li> <li>▪ Einzeln verpackt, steril</li> </ul>	<p>4423348</p> 
<p><b>Rectobag®</b> Beutel für Darmspülungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schwenkeinlaufbeutel, 2 L mit Skalierung</li> <li>▪ Flüssigkeits- und geruchsdichter Einfüllstutzen</li> <li>▪ Stabile Aufhängeösen</li> <li>▪ Grosslumiger (7.5 mm ø) Überleitungsschlauch mit Rastklemme, 150 cm</li> <li>▪ Stufenkegel</li> <li>▪ Unsteril / lose verpackt</li> </ul>	<p>4423356</p> 

#### VORTEILE FÜR DIE ANWENDER:

- Geschlossenes Einweg-System - immer zur Hand
- 3 verschiedene Systeme - für jede Situation
- Kontamination wird vermieden
- Einfach und sauber in der Anwendung

# Produktübersicht Rectobag®

	Artikel	Einheit	Art. Nr.	Pharmacode
	Geschlossenes System für Darmspülungen	1 Stück	4423364	6633634
		20 Stück	4423364	3157736
	Geschlossenes System für Darmspülungen und <b>Diagnostik</b>	20 Stück	4423348	7413159
	Beutel für Darmspülung	40 Stück	4423356	2766249

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)