



**CAMPI D'IMPIEGO**

- Decubiti del tallone
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite chirurgiche

# Askina® Heel

LA MEDICAZIONE PER TALLONE ANATOMICA

# Askina® Heel

CON CONTEMPORANEA PROTEZIONE DEL MALLEOLO INTERNO ED ESTERNO

## USO

Per applicare Askina® Heel al paziente servono solo quattro passaggi:



1 Incollare le strisce di fissaggio su Askina® Heel



2 Posizionare delicatamente Askina® Heel sulla zona del tallone



3 Applicare la linguetta in espanso sulla chiusura in velcro



4 Fissare Askina® Heel con una medicazione tubolare o calza

## VANTAGGI

- Medicazione per tallone pronta all'uso – **applicazione e rimozione semplici** senza ausili di fissaggio
- Forma adattata anatomicamente – protegge la zona del tallone e i malleoli da forze di taglio e **riduce la sollecitazione di pressione**
- Eccellente gestione dell'essudato – **durata d'uso maggiore** e **meno cambi di medicazione**
- Non aderisce alla ferita – **cambio di medicazione indolore**
- **Permeabilità ottimale al vapore acqueo** – migliore protezione dalla macerazione dei margini della ferita




## SIGNIFICATIVO SCARICO DELLA PRESSIONE

Numero di punti di pressione su una superficie

- sollecitazione dei punti di pressione assente o bassa
- sollecitazione dei punti di pressione bassa o media
- sollecitazione dei punti di pressione elevata

\* Archivio dati B. Braun Medical



## PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Misure	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
Askina® Heel	225 cm <sup>2</sup>	5	7240105	2993821	35.05.03.11.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com