



# Askina® Pad / Askina® Pad S

saugfähige Vlieskomresse mit und ohne Schlitz

## Einsatzgebiete

- Zur Versorgung von Wunden aller Art in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie
- Als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

# Askina® Pad / Askina® Pad S

## Nicht haftende Kompresse für optimalen Patientenkomfort

**Askina® Pad und Askina® Pad S Vlieskompressen** sind sehr saugfähig. Die mikroperforierte, wundseitige Folie verhindert ein Verkleben mit der Wunde. Sie sind sehr weich und anschmiegsam und ermöglichen eine gute Polsterung der Wunde. Durch die so gesicherte Wundruhe kann ein schonender und schmerzärmer Verbandwechsel durchgeführt und der Heilungsprozess gefördert werden.

### Das Drei-Schichte-System



**1 Feste Vliesoberseite**

Kein Fusseln des Polsters möglich

**2 Mehrlagiges Baumwoll-Acrylfaserpolster**

Besonders saugfähig, hohe Polsterwirkung

**3 Netzartige Polyesterfolie**

Kein Verkleben mit der Wunde, rascher Sekret-Transport dank mikrofeinem Gitternetz

#### Vorteile

- Sehr saugfähige, sterile Vlieskompresse
- Polstert die Wunde und beschleunigt den Heilungsprozess durch problemlosen Verbandwechsel
- Ist geeignet für die postoperative Wundheilung und für die erste Hilfe

### Produktübersicht

	Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
	<b>Askina® Pad</b> 5 x 5 cm	100	WIN9024018	1021238	35.01.02.01.1
	10 x 10 cm	100	WIN9024034	1021237	35.01.02.03.1
	<b>Askina® Pad S (Schlitzkomresse)</b> 10 x 10 cm	100	WIN9024010	1021239	35.01.02.03.1