



EINSATZGEBIETE

- Ulcus cruris
- Diabetisches Ulcus
- Dekubitus
- Abszesse
- Fisteln/Wundhöhlen
- Verbrennungen
- Hautentnahmestellen
- Infizierte Wunden

Askina[®] Sorb

CALCIUM-ALGINAT FÜR EXSUDIERENDE WUNDEN

Askina® Sorb

HERAUSRAGENDE ABSORPTION BEI OPTIMALEM SCHUTZ DER WUNDRÄNDER

Die ideale Zusammensetzung von Askina® Sorb mit 85% Calcium-Alginat und 15% Carboxymethylcellulose (CMC) verbindet herausragende Absorption mit gleichzeitigem Schutz der Wundränder vor Mazeration.

VORTEILE

- Passt sich der Wunde an
- Nimmt überschüssiges Exsudat schnell auf
- Schont die Wundränder vor Mazeration
- Fördert die natürliche Wundheilung
- Ermöglicht einen atraumatischen, schmerzarmen
- Verbandwechsel durch die Gelierung
- Lässt sich in einem Stück entfernen



ANWENDUNG



Die anpassungsfähige Askina® Sorb Kompresse oder Tamponade kann einfach in die Wunde appliziert werden.



Mit Askina® Sorb die Wunde locker auffüllen.



Durch die hervorragende Absorptionsfähigkeit und Stabilität lässt sich Askina® Sorb besonders gut in einem Stück entfernen.

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
Askina® Sorb Kompresse				
6 x 6 cm	15	2100S	2753703	35.05.06.01.1
10 x 10 cm	15	2101S	2753726	35.05.06.02.1
Askina® Sorb Tamponade				
2.7 x 34 cm	10	2105S	2753732	35.05.06.08.1