



VascuGraft® NEO

Verstärkte ePTFE Prothesen.



Indikationen

- Arterielle Gefäßrekonstruktionen, primär im peripher-vaskulären Bereich
- Extraanatomische Prozeduren, z. B. femoro-femorale und axillo-femorale Gefäßrekonstruktion
- Arterio-venöse Shuntprothese für die Hämodialyse

VascuGraft® NEO

- Breites Portfolio Standard- und Dünnwand ePTFE Gefäßprothesen in unterschiedlichen Konfigurationen mit und ohne Spiralverstärkung
- VascuGraft Prothesenwand Struktur mit zwei definierten Knotenabständen für geringe Thrombogenität
- Hervorragendes Nahtverhalten und geschmeidige Handhabung
- Zusätzlicher ePTFE Wickel für sehr gutes Nahrückhaltevermögen sowie hohe Berstfestigkeit
- Gut sichtbare Guideline zur einfachen Tunnelierung sowie für die direkte Identifikation von Durchmesser und Wandstärke
- Spiralverstärkung für gute Knick- und Kompressionsstabilität, bei Bedarf einfach und problemlos zu entfernen

	Länge	Durchmesser	Artikelnummer	VE	
Standardwand (SW)	20 cm	5 mm	V1103505	1	
		6 mm	V1103506	1	
		7 mm	V1103507	1	
		8 mm	V1103508	1	
	30 cm	5 mm	V1103510	1	
	40 cm	6 mm	V1103516	1	
		7 mm	V1103517	1	
		8 mm	V1103518	1	
	50 cm	5 mm	V1103520	1	
		60 cm	6 mm	V1103526	1
			7 mm	V1103527	1
	70 cm	8 mm	V1103528	1	
		5 mm	V1103530	1	
		80 cm	6 mm	V1103536	1
	7 mm		V1103537	1	
	8 mm		V1103538	1	
	Standardwand (SW), spiralverstärkt	30 cm	5 mm	V1103560	1
		40 cm	6 mm	V1103566	1
7 mm			V1103567	1	
8 mm			V1103568	1	
50 cm		5 mm	V1103570	1	
60 cm		6 mm	V1103576	1	
		7 mm	V1103577	1	
		8 mm	V1103578	1	
70 cm		5 mm	V1103580	1	
80 cm		6 mm	V1103586	1	
		7 mm	V1103587	1	
		8 mm	V1103588	1	
		10 mm	V1103589	1	
Dünnwand (DW)		30 cm	5 mm	V1103610	1
	40 cm		6 mm	V1103616	1
			7 mm	V1103617	1
			8 mm	V1103618	1
	50 cm	5 mm	V1103620	1	
	60 cm	6 mm	V1103626	1	
		7 mm	V1103627	1	
		8 mm	V1103628	1	
	70 cm	5 mm	V1103630	1	
	80 cm	6 mm	V1103636	1	
		7 mm	V1103637	1	
		8 mm	V1103638	1	
Dünnwand (DW), spiralverstärkt	50 cm	5 mm	V1103670	1	
	60 cm	6 mm	V1103676	1	
		7 mm	V1103677	1	
		8 mm	V1103678	1	
	70 cm	5 mm	V1103680	1	
	80 cm	6 mm	V1103686	1	
		7 mm	V1103687	1	
		8 mm	V1103688	1	

Die Produktmarke 'VascuGraft' ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.