

KATHETER-SET B. BRAUN

VORBEREITUNGSSET FÜR UROLOGISCHE VERFAHREN

ZUSAMMENSETZUNG

Beschreibung	Menge
Askina® Mullkomresse 5 x 5 cm, steril	4 Stk.
Askina® Tupfer pflaumengross, steril	4 Stk.
Abdecktuch 60 x 60 cm, mit Schlitz	1 Stk.
Universalklemme, blau	1 Stk.
Abdecktuch 75 x 75 cm, türkis	1 Stk.
Urimed® B'Bag 2 l, unsteril, Schlauch 90 cm mit Schiebehahn	1 Stk.



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Verkaufseinheit	Pharmacode
Katheter-Set B.Braun	16094	10 Stk.	5296034