



**CAMPI D'IMPIEGO**

Fissaggio di articolazioni e  
medicazioni per ferite

# Askina<sup>®</sup> benda fissante coesiva

COMFORT D'USO SENZA PIEGHE

# Askina® benda fissante coesiva

COMFORT D'USO SENZA PIEGHE

Askina® benda fissante coesiva ha proprietà elastiche ed è senza lattice. Aderisce solamente a se stessa, non sulla pelle. La benda fissante è rivestita da un lato con adesivo polimerico sintetico.



## CARATTERISTICHE

- Materiale: 40% cotone, 30% viscosa, 30% poliammide
- Coesiva – aderisce solo su se stessa
- Senza lattice
- Bianca
- Non sterile

## VANTAGGI

- Benda fissante elastica, particolarmente morbida
- Tessuto a pori aperti, voluminoso e permeabile all'aria
- Flessibile, non ostacola i movimenti
- Estremamente dermocompatibile

## PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
6 cm x 20 m	1	9058125	3820330	35.01.06.15.1
8 cm x 20 m	1	9058133	3820347	35.01.06.17.1