



CAMPI D'IMPIEGO

Per tutte le medicazioni per ferite di tipo classico, quali vettori di unguenti o medicinali

Askina[®] compresse in garza

IN GARZA PER MEDICAZIONI CON BORDI DI TAGLIO RIVOLTATI

Askina® compresse in garza

PER MEDICAZIONI PER FERITE DI TIPO CLASSICO

Askina® compresse in garza hanno un'ottima capacità assorbente, sono permeabili all'aria, morbide e al 100% sbiancate senza cloro. Sono realizzate in garza per medicazioni con bordo di taglio rivoltato.



CARATTERISTICHE

- 100% cotone
- Piegate 8 volte
- 17 fili
- Sterili o non sterili

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
Confezione, sterile				
5 x 5 cm	25 x 2 pezzi	9031200N	1953883	35.01.01.01.1
7.5 x 7.5 cm	25 x 2 pezzi	9031219N	1953908	35.01.01.02.1
10 x 10 cm	25 x 2 pezzi	9031227N	1953914	35.01.01.03.1
Confezione, non sterile				
5 x 5 cm	100 pezzi	9031308	1953920	35.01.01.20.1
7.5 x 7.5 cm	100 pezzi	9031316	1953937	35.01.01.21.1
10 x 10 cm	100 pezzi	9031324	1953943	35.01.01.22.1