



EINSATZGEBIETE

Zur Fixierung von Wundauflagen
und Schienen sowie für leichte
Druckverbände

Askina® Elast fine

FIXIERVERBAND MIT KOMFORT

Askina® Elast fine

ELASTISCHER FIXIERBAND

Askina® Elast fine ist ein elastischer Fixierband für die einfache Befestigung von Wundauflagen oder Applizierung leichter Druckverbände. Das Material besteht aus 40% Baumwolle und 60% Polyamid.



EIGENSCHAFTEN

- Hohe Stabilität durch gewebte Kante
- Dehnungsverhalten: ca. 140% längselastisch
- Unsteril
- Weiches, angenehmes Material

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
4 cm x 4 m	20	9046046	2409897	35.01.07.01.1
6 cm x 4 m	20	9046062	2409905	35.01.07.02.1
8 cm x 4 m	20	9046089	2409911	35.01.07.03.1
10 cm x 4 m	20	9046100	2409928	35.01.07.04.1
12 cm x 4 m	20	9046127	2409934	35.01.07.05.1