



**CAMPI D'IMPIEGO**

Fissaggio di medicazioni per  
ferite, cateteri Et cannule

# Askina<sup>®</sup> Fix

TESSUTO NON TESSUTO FISSANTE MORBIDO E IPOALLERGENICO

# Askina® Fix

## PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI PER FERITE

Askina® Fix è un tessuto non tessuto traspirante e autoadesivo, bianco, in rotolo per taglio a misura individuale. Offre massimo adattamento alle forme ed elasticità. La pellicola protettiva divisa ne consente una manipolazione agevole.



### CARATTERISTICHE

- Il materiale è realizzato in tessuto non tessuto di poliestere, la superficie adesiva è in colla a base di poliacrilato
- Colore bianco
- Non sterile

### VANTAGGI

- Tessuto non tessuto traspirante e autoadesivo, bianco
- Massimo adattamento alle forme ed elasticità
- Facile da manipolare grazie alla pellicola protettiva divisa
- Può essere applicato sulle articolazioni senza limitarne il movimento

### PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
5 cm x 10 m	1	9083014	1953765	35.01.09.31.1*
10 cm x 10 m	1	9083022	1953771	35.01.09.32.1*
15 cm x 10 m	1	9083030	1953788	35.01.09.33.1*

\*Rimborso al m