



EINSATZGEBIETE

Fixierung von Wundauflagen,
Kathetern & Kanülen

Askina[®] Fix

HYPOALLERGENES, WEICHES FIXIERVLIES

Askina® Fix

ZUR FIXIERUNG VON WUNDAUFLAGEN

Askina® Fix ist ein selbstklebendes, weisses, atmungsaktives Fixiervlies auf der Rolle zum individuellen Zuschneiden. Es verfügt über eine hohe Formadaption und Elastizität. Die geteilte Schutzfolie ermöglicht eine leichte Handhabung.



EIGENSCHAFTEN

- Das Material besteht aus Polyester-Vlies und die Haftfläche aus Polyacrylat-Kleber
- Farbe weiss
- Unsteril

VORTEILE

- Selbstklebendes, weisses, atmungsaktives Vlies
- Hohe Formadaption und Elastizität
- Leichte Handhabung durch geteilte Schutzfolie
- Gelenke können ohne Bewegungseinschränkung verbunden werden

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
5 cm x 10 m	1	9083014	1953765	35.01.09.31.1*
10 cm x 10 m	1	9083022	1953771	35.01.09.32.1*
15 cm x 10 m	1	9083030	1953788	35.01.09.33.1*

*Rückerstattung pro m