



**EINSATZGEBIETE**

- Kleine Schnittwunden
- Abschürfungen
- Stichverletzungen

# Askina® Med Strips

ERSTE-HILFE-PFLASTER FÜR KLEINE WUNDEN

# Askina® Med Strips

## ANSCHMIEGSAMES ERSTE-HILFE-PFLASTER FÜR DIE EMPFINDLICHE HAUT

Askina® Med Strips ist ein idealer Schnellverband für die Versorgung von kleinen Wunden. Die Pflaster sind einzeln verpackt, um eine hygienische Applizierung zu gewährleisten.



### EIGENSCHAFTEN

- Elastisches, PVC-freies Trägermaterial
- Hypoallergener Polyacrylatkleber
- Wasser- und schmutzabweisend
- Atmungsaktiv, nichtverklebendes Wundkissen
- UV-beständig
- Unsteril

### PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode	MiGeL
3.8 x 3.8 cm	100	9085017	1953848	-
7.2 x 1.9 cm	100	9085025	1953854	-
7.2 x 2.5 cm	100	9085033	1953860	-
7.2 x 5.0 cm	100	9085041	2409940	-