



DOMAINES D'APPLICATION

- Petites coupures
- Écorchures
- Blessures perforantes

Askina® Med Strips

PANSEMENT DE PREMIERS SECOURS POUR PETITES PLAIES

Askina® Med Strips

PANSEMENT SOUPLE DE PREMIERS SECOURS POUR PEAU SENSIBLE

Askina® Med Strip est un pansement rapide idéal pour le traitement des petites plaies. Les pansements sont emballés individuellement, pour garantir l'application hygiénique.



PROPRIÉTÉS

- Support élastique exempt de PVC
- Colle polyacrylique hypoallergène
- Hydrofuge et anti-salissures
- Coussinet de plaie non adhérent et respirant
- Résistant aux UV
- Non stérile

SURVOL DES PRODUITS

Article	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
3.8 x 3.8 cm	100	9085017	1953848	-
7.2 x 1.9 cm	100	9085025	1953854	-
7.2 x 2.5 cm	100	9085033	1953860	-
7.2 x 5.0 cm	100	9085041	2409940	-