



CAMPI D'IMPIEGO

- Piccoli tagli
- Escoriazioni
- Punture


Askina® Med Strips

CEROTTI PER IL PRIMO SOCCORSO DI PICCOLE FERITE

Askina® Med Strips

CEROTTO ADERENTE PER PRIMO SOCCORSO DI PELLI SENSIBILI

Askina® Med Strips è una medicazione rapida ideale per il trattamento di piccole ferite. I cerotti sono confezionati singolarmente, in modo da garantirne l'applicazione igienica.



CARATTERISTICHE

- Materiale di supporto elastico e senza PVC
- Adesivo in poliacrilato ipoallergenico
- Repellente all'acqua e allo sporco
- Cuscinetto traspirante che non si appiccica
- Resistente ai raggi UV
- Non sterile

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
3.8 x 3.8 cm	100	9085017	1953848	-
7.2 x 1.9 cm	100	9085025	1953854	-
7.2 x 2.5 cm	100	9085033	1953860	-
7.2 x 5.0 cm	100	9085041	2409940	-