



**EINSATZGEBIETE**

- Vor Injektionen
- Zur Hautreinigung
- Zur Blutstillung
- Zur Hautdesinfektion

# Askina® Schlinggazetupfer

SAUGFÄHIGE BAUMWOLL-TUPFER

# Askina® Schlinggazetupfer

FÜR DIE HYGIENISCHE WUNDREINIGUNG UND -DESINFEKTION

Askina® Schlinggazetupfer dienen als Flüssigkeitsträger zur hygienischen Reinigung und Desinfektion von Haut und Wunden. Die Schlinggazetupfer bestehen aus Verbandmull, werden aus einem Mullstück gefertigt und sind fest verschlungen.



## EIGENSCHAFTEN

- 100% Baumwolle
- 20-fädig
- Ohne Röntgenkontraststreifen
- Steril oder unsteril

## PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Abmessung	Einheit	Art.-Nr.	Pharmacode
Pflaumengross, steril	Packung zu 4 Stück	20 Packungen	9016007	2075019
Pflaumengross, steril	Packung zu 20 Stück	20 Packungen	9016015	2075025
Pflaumengross, unsteril	Packung zu 2 x 500 Stück	1 Packung	9016023	2075031
Walnussgross, unsteril	Packung zu 1'000 Stück	1 Packung	9016120	2075048