



**CAMPI D'IMPIEGO**

- Prima dell'iniezioni
- Per la detersione della cute
- Per l'emostasi
- Per la disinfezione della cute

# Askina® garza piccola

COMPRESSE IN COTONE ASSORBENTE

# Askina® garza piccola

PER LA DETERSIONE IGIENICA E LA DISINFEZIONE DI FERITE

Askina® garza piccola funge da vettore di fluidi nella detersione igienica e la disinfezione della cute e delle ferite. E' realizzata in garza per medicazioni fabbricata quale pezzo unico ed è saldamente intrecciata.



## CARATTERISTICHE

- 100% cotone
- 20 fili
- Senza filo di contrasto radiologico
- Sterili o non sterili

## PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Misure	Unità	Cod. art.	Pharmacode
Dimensioni prugna, sterile	Confezione da 4 pezzi	20 confezioni	9016007	2075019
Dimensioni prugna, sterile	Confezione da 20 pezzi	20 confezioni	9016015	2075025
Dimensioni prugna, non sterile	Confezione da 2 x 500 pezzi	1 confezione	9016023	2075031
Dimensioni noce, non sterile	Confezione da 1'000 pezzi	1 confezione	9016120	2075048