

CATETERE DA ASPIRAZIONE TIPO IDEAL

ASPIRAZIONE TRACHEOBRONCHIALE



- Materiale del tubicino flessibile morbido e di qualità medica
- Buone proprietà di scorrimento
- Superficie del tubicino flessibile senza sbavature e punta del catetere stondata e atraumatica per minima irritazione delle mucose
- Catetere con apertura centrale e 2 piccole asole laterali che impediscono alla punta del catetere di bloccarsi all'aspirazione
- Attacchi a imbuto con codice colore
- Morbido PVC 71 ± 3 Shore A
- Unità di vendita da 100 pz.

Designazione articolo	Apertura centrale	Numero / disposizione delle asole del catetere	Cod. art.	Pharmacode
Catetere da aspirazione Ideal CH08, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302087	-
Catetere da aspirazione Ideal CH10, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302109	-
Catetere da aspirazione Ideal CH12, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302125	3137633
Catetere da aspirazione Ideal CH14, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302142I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH16, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302162I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH18, 52 cm, retto	Si	2 / laterali	4302182I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH08, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4306082	-
Catetere da aspirazione Ideal CH10, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4306112	3137716
Catetere da aspirazione Ideal CH12, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4303122I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH14, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4303142I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH16, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4303162I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH18, 60 cm, retto	Si	2 / laterali	4303182I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH12, 52 cm, curvo	Si	2 / laterali	4302320	3137432
Catetere da aspirazione Ideal CH14, 52 cm, curvo	Si	2 / laterali	4302346	3137455
Catetere da aspirazione Ideal CH16, 52 cm, curvo	Si	2 / laterali	4302161I	-
Catetere da aspirazione Ideal CH10, 60 cm, curvo	Si	2 / laterali	4307101	-
Catetere da aspirazione Ideal CH12, 60 cm, curvo	Si	2 / laterali	4307127	-