

# CATHÉTER D'ASPIRATION DE TYPE IDEAL

## ASPIRATION TRACHÉO-BRONCHIQUE



- Tuyau souple de qualité médicale
- Bonnes propriétés de glissement
- Surface du tuyau sans bavures et pointe du cathéter arrondie atraumatique pour une irritation minimale des muqueuses
- Cathéter avec ouverture centrale et 2 petits yeux latéraux qui empêchent le blocage de la pointe du cathéter
- Embouts en entonnoir avec code couleur
- PVC souple 71 ± 3 shore A
- Unité de vente par 100 pièces

Désignation	Ouverture centrale	Nombre / position des yeux du cathéter	N° d'art.	Pharmacode
Cathéter d'aspiration Ideal CH08, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302087	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH10, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302109	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH12, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302125	3137633
Cathéter d'aspiration Ideal CH14, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302142I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH16, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302162I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH18, 52 cm, droit	Oui	2 / latérale	4302182I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH08, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4306082	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH10, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4306112	3137716
Cathéter d'aspiration Ideal CH12, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303122I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH14, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303142I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH16, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303162I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH18, 60 cm, droit	Oui	2 / latérale	4303182I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH12, 52 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4302320	3137432
Cathéter d'aspiration Ideal CH14, 52 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4302346	3137455
Cathéter d'aspiration Ideal CH16, 52 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4302161I	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH10, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4307101	-
Cathéter d'aspiration Ideal CH12, 60 cm, courbé	Oui	2 / latérale	4307127	-