

CATHÉTER D'ASPIRATION DE TYPE INVASOFT

CATHÉTER D'ASPIRATION AVEC POINTE AIRVENT



- Tuyau souple de qualité médicale
- Bonnes propriétés de glissement
- Surface du tuyau sans bavures et pointe du cathéter arrondie atraumatique pour une irritation minimale des muqueuses
- Cathéter avec ouverture centrale et 2 petits yeux latéraux qui empêchent le blocage de la pointe du cathéter
- Embouts en entonnoir avec code couleur
- PVC souple 75 ± 3 shore A
- Unité de vente par 100 pièces

Désignation	Ouverture centrale	Nombre / position des yeux du cathéter	N° d'art.
Cathéter d'aspiration Invasoft, CH12, 60 cm	Oui	2 / latérale	4308522
Cathéter d'aspiration Invasoft, CH14, 60 cm	Oui	2 / latérale	4308549
Cathéter d'aspiration Invasoft, CH16, 60 cm	Oui	2 / latérale	4308565