

CATETERE DA ASPIRAZIONE TIPO INVASOFT

CATETERE DA ASPIRAZIONE CON PUNTA AIRVENT



- Materiale del tubicino flessibile morbido e di qualità medica
- Buone proprietà di scorrimento
- Superficie del tubicino flessibile senza sbavature e punta del catetere stondata e atraumatica per minima irritazione delle mucose
- Catetere con apertura centrale e 2 piccole asole laterali che impediscono alla punta del catetere di bloccarsi all'aspirazione
- Attacchi a imbuto con codice colore
- Morbido PVC 75 ± 3 Shore A
- Unità di vendita da 100 pz.

Designazione articolo	Apertura centrale	Numero / disposizione delle asole del catetere	Cod. art.
Catetere da aspirazione Invasoft, CH12, 60 cm	Si	2/laterali	4308522
Catetere da aspirazione Invasoft, CH14, 60 cm	Si	2/laterali	4308549
Catetere da aspirazione Invasoft, CH16, 60 cm	Si	2/laterali	4308565