





Omnican® fine Comfort

Penkanülen für Insulininjektionen










Omnican® fine Comfort	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm
Nadellängen	0.25 mm x 4 mm 31G x 5/32" mit Nadel-Schutzkappe	0.25 mm x 6 mm 31G x 1/4" mit Nadel-Schutzkappe	0.25 mm x 8 mm 31G x 5/16" mit Nadel-Schutzkappe	0.33 mm x 12 mm 29G x 1/2" mit Nadel-Schutzkappe
				
Artikel-Nr.	9167846SE	9167668SE	9167684SE	9167641SE
Pharmacode	6185176	7480144	7480150	7480167
Material Kanüle	Edelstahl mit Silikonbeschichtung			
Nadelansatz	Polypropylen			
Kanülen-Behälter	Polypropylen			
Kleber	UV-härtende Klebstoffe			
Nadel-Schutzkappen	SBC (Styrol-Butadien-Copolymer)			
Nicht toxisch / hypoallergen	DEHP-frei, BPA-frei, PVC-frei, latexfrei, pyrogenfrei. Frei von medizinischen Produkten sowie tierischem und menschlichem Gewebe. Konform mit der REACH Verordnung (EC) No 1907/2006.			
Dicke der Kanülenwand	4 mm – 8 mm: Extra Dünnwand-Technologie nach ISO 9626 (min. 0.146 mm) 12 mm: Dünnwand-Technologie nach ISO 9626 (min. 0.190 mm)			
Verkaufseinheit	Omnican® fine Comfort: 100 Omnican® fine Comfort Penkanülen mit Entsorgungsbox – 2 in 1			
Produkt-Haltbarkeit	5 Jahre (60 Monate)			
Sterilisation	Ethylenoxid (EO)			
Zertifikate	EN ISO 13485			
Produkt-Standards	EN ISO 11608-2			
Medizinprodukt-Klasse	Medizinprodukt nach to MDD 93/42/EEC, Medizinprodukt-Klasse IIa			

Omnican® fine Comfort

Übersicht: Kompatibel mit allen gängigen Pen-Injektions-Systemen



Omnican® fine Comfort ist mit allen gängigen Pen-Injektions-Systemen kompatibel nach ISO 11608 2

Pen	Typ	Hersteller	Produktname	Pen	Typ	Hersteller	Produktname
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® areo 2		R	Novo Nordisk	NovoPen Echo®
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Junior		R	Novo Nordisk	NovoPen® Junior
	R	Berlin-Chemie	BerliPen® Precision		D	Novo Nordisk	Victoza®
	D	BMS* AstraZeneca	Byetta®		R	Owen Mumford	Autopen® 24
	R	Lilly	HumaPen® Luxura		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 1
	R	Lilly	HumaPen® Luxura HD		R	Owen Mumford	Autopen® Classic 2
	R	Lilly	HumaPen® Memoir		R	Sanofi	ClikStar®
	R	Lilly	HumaPen® Savvio		D	Sanofi	Lyxumia®
	D	Lilly	KwikPen™		D	Sanofi	SoloStar®
	D	Novo Nordisk	FlexPen®		R	Sanofi	TactiPen®
	D	Novo Nordisk	FlexTouch®		R	Ypsomed	ServoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 4		R	Ypsomed	YpsoPen®
	R	Novo Nordisk	NovoPen® 5				

* BMS = Bristol-Myers Squibb | D = Disposable (Einweg-Verwendung) | R = Reusable (wiederverwendbar) | Die aufgeführten Marken sind Eigentum der genannten Firmen. Alle Daten beziehen sich auf typische Einzelwerte. Änderungen sind vorbehalten.

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com