



SMART DISPENSER

DESINFEKTION, WASCHEN, PFLEGE

SMART DISPENSER

AUF EINEN BLICK

Alles und mehr, was Sie von einem modernen Wandspender erwarten können: Einfach und schnell installiert, smart und kommunikativ, hygienisch und ökonomisch.

EIGENSCHAFTEN

- Ein Spendersystem für alle Produkte: Desinfektion, Waschen, Pflege
- Verschlussbar: von beiden Seiten für mehr Sicherheit
- Füllstandsanzeige: beidseitig gut sichtbar
- Einfach zu montieren: universelle Rückplatte
- Faltflasche: ermöglicht vollständige Entleerung, vermindert das Abfallvolumen und ist gänzlich recycelbar
- Airless-System für mehr Sicherheit: kein Luftaustausch, kein Kontaminationsrisiko
- Geschlossenes System für 500 und 1'000 ml Faltflaschen
- Einstellbares Dosiervolumen: 0.6 ml, 1.5 ml, 3 ml
- Modulares System: Optional mit Auffangschale und Armhebel
- Compliance Monitoring System
- Individualisierbar: Platz für Ihre Botschaften und Kampagnen
- Einfach zu reinigen: Spülmaschinenbeständig (60 °C)



Artikel	Art.-Nr.	Pharmacode
Dispenser mit Armhebel	3908480	7738543
Dispenser ohne Armhebel	3908482	7738542



KONZEPT FÜR DIE HÄNDEHYGIENE

AUF EINEN BLICK

Ein einfaches und überzeugendes Konzept für die professionelle Händehygiene.

EIGENSCHAFTEN

Das abgestimmte Produktportfolio garantiert:

- Eine besonders hohe Hautverträglichkeit
- Händedesinfektionsmittel mit hoher Wirksamkeit für die hygienische oder chirurgische Anwendung, flüssig oder gelförmig, mit oder ohne Parfum
- pH-neutrale, alkalifreie Seifen mit oder ohne Parfum
- Pflegelotionen für die Haut mit schützender Wirkung

FALTFLASCHE

- Vollständige Entleerung der Flüssigkeit: Kein unnötiger Produktabfall
- Reduziert das Abfallvolumen und Ihre Kosten
- Airless-System für mehr Sicherheit

PUMPE

- Direkt auf jeder Flasche montiert, effizient und ohne Manipulation
- Verschluss als Schutz, kein Kontaminationsrisiko
- Entleert die Flaschen ohne Luftaustausch, womit das Risiko einer mikrobiologischen Kontamination minimiert wird
- Kein Metall, vollständig recyclebar

Artikel		Art.-Nr.	Pharmacode
Desinfektionsmittel			
Softa-Man® pure Faltflasche	500 ml	180030	7738544
Softa-Man® ViscoRub Faltflasche	500 ml	180033	7738545
Promanum® pure Faltflasche	500 ml	180036	7738546
Seifen			
Lifosan® soft Faltflasche	500 ml	180037	7738547
Softaskin® Faltflasche	500 ml	180040	7738548
Softaskin® Faltflasche	1'000 ml	180041	7738551
Lifosan® pure Faltflasche	500 ml	180038	7738549
Lifosan® pure Faltflasche	1'000 ml	180039	7738552
Pflegelotionen			
Trixolind® Faltflasche	500 ml	180042	7738550
Trixolind® pure Faltflasche	500 ml	180043	7738553



INTELLIGENTES HYGIENEMANAGEMENT

AUF EINEN BLICK

B. Braun unterstützt Sie mit modernster Technik. Sie haben die Möglichkeit, den Wandspender individuell anzupassen und ein intelligentes Compliance Monitoring System zu integrieren.

EIGENSCHAFTEN

- Erfasst den Verbrauch
- Vereinfacht die Logistik
- Füllstand der Produkte jederzeit ersichtlich
- Standort der Dispenser jederzeit ersichtlich
- Compliance Messung des ersten und letzten Moments gemäss WHO Vorgabe
- Auf Personengruppen auswertbar
- Intuitives Dashboard



B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com