



SMART DISPENSER

DÉSINFECTION, LAVAGE, SOIN

SMART DISPENSER

EN UN COUP D'ŒIL

Tout ce que vous pouvez attendre d'un distributeur mural moderne et même plus : simple et rapide à installer, intelligent et communicatif, hygiénique et économique.

CARACTÉRISTIQUES

- Un seul système de distribution pour tous les produits : désinfection, lavage, soin
- Refermable : des deux côtés pour plus de sécurité
- Indicateur de niveau : bien visible des deux côtés
- Facile à installer : plaque arrière universelle
- Flacon compressible : peut être vidé complètement, réduit le volume des déchets et est entièrement recyclable
- Système Airless pour plus de sécurité : pas d'échange d'air, pas de risque de contamination
- Système fermé pour flacons compressibles de 500 et 1'000 ml
- Volume de dosage réglable : 0.6 ml, 1.5 ml, 3 ml
- Système modulaire : en option avec bac collecteur et bras levier
- Système de contrôle de l'observance
- Individualisable : un espace pour vos messages et campagnes
- Facile à nettoyer : se nettoie au lave-vaisselle (60 °C)



Article	N° art.	Pharmacode
Distributeur avec bras levier	3908480	7738543
Distributeur sans bras levier	3908482	7738542

GOOD
DESIGN

CONCEPT POUR L'HYGIÈNE DES MAINS

EN UN COUP D'ŒIL

Un concept simple et convaincant pour l'hygiène des mains professionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

La gamme de produits adaptés les uns aux autres garantit :

- Une tolérance cutanée particulièrement élevée
- Un produit de désinfection pour les mains d'une grande efficacité pour une application hygiénique ou chirurgicale, liquide ou en gel, avec ou sans parfum
- Des savons au pH neutre, sans alcali, avec ou sans parfum
- Des lotions de soin pour la peau avec un effet protecteur

FLACON COMPRESSIBLE

- Vidange complète du liquide : pas de gaspillage inutile du produit
- Réduit le volume des déchets et les coûts associés
- Système Airless pour plus de sécurité

POMPE

- Montée directement sur chaque flacon, efficace et sans manipulation
- Fermeture de protection, pas de risque de contamination
- Vide les bouteilles sans échange d'air, minimisant ainsi le risque de contamination microbologique
- Pas de métal, entièrement recyclable

Article	N° art.	Pharmacode
Produits de désinfection		
Softa-Man® pure flacon compressible 500 ml	180030	7738544
Softa-Man® ViscoRub flacon compressible 500 ml	180033	7738545
Promanum® pure flacon compressible 500 ml	180036	7738546
Savons		
Lifosan® soft flacon compressible 500 ml	180037	7738547
Softaskin® flacon compressible 500 ml	180040	7738548
Softaskin® flacon compressible 1'000 ml	180041	7738551
Lifosan® pure flacon compressible 500 ml	180038	7738549
Lifosan® pure flacon compressible 1'000 ml	180039	7738552
Lotions de soin		
Trixolind® flacon compressible 500 ml	180042	7738550
Trixolind® pure flacon compressible 500 ml	180043	7738553



GESTION INTELLIGENTE DE L'HYGIÈNE

EN UN COUP D'ŒIL

B. Braun vous soutient avec une technologie de pointe. Vous avez la possibilité d'adapter individuellement le distributeur mural et d'y intégrer un système intelligent de contrôle de l'observance.

CARACTÉRISTIQUES

- Enregistre la consommation
- Simplifie la logistique
- Le niveau de remplissage des produits est visible à tout moment
- L'emplacement du distributeur est visible à tout moment
- Mesure de l'observance du début à la fin conformément aux spécifications de l'OMS
- Peut être évalué pour des groupes de personnes
- Tableau de bord intuitif



B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmc@bbraun.com
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmc@bbraun.com