



Gestione delle lesioni

DRENAGGIO

PROGRAMMA DI PRODOTTI

I sistemi di drenaggio delle ferite B. Braun Drainobag[®], Redovac[®] e Redyrob[®] coprono un'ampia gamma di sistemi comunemente correlati tra loro. Questi prodotti favoriscono e accelerano il processo di guarigione delle ferite adattando i margini delle ferite e rimuovendone le secrezioni mediante applicazione del vuoto.


I prodotti per il drenaggio di ferite postoperatorio possono essere suddivisi nelle seguenti classificazioni di vuoto:



DRENAGGIO
AD ALTO VUOTO



DRENAGGIO
A MEDIO VUOTO



DRENAGGIO
A BASSO VUOTO

P-parente	Tipi di vuoto/drenaggio
- 50 mbar	Gravità
- 100 mbar	Basso vuoto
- 500 mbar	Medio vuoto
- 900 mbar	Alto vuoto

Indice

ALTO VUOTO

Drainobag®
Sistemi di drenaggio della ferita ad alto vuoto

Pagina 6

Redovac®
Sistemi di drenaggio della ferita ad alto vuoto

Pagina 8



MEDIO VUOTO

Redyrob®
Sistemi di drenaggio della ferita regolabili e accessori

Pagina 12

Drainobag® BP (Basse Pression)
Sistema di drenaggio della ferita a medio vuoto

Pagina 13



BASSO VUOTO

Drainobag®
Sistema di drenaggio della ferita a basso vuoto

Pagina 16

Mini-Redovac®
Sistema di drenaggio della ferita a basso vuoto

Pagina 18




ACCESSORI

Redon
Tubi di connessione/connettori

Pagina 21





**DRENAGGIO
DELLA FERITA
AD ALTO VUOTO**

Drenaggio della ferita ad alto vuoto

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Drainobag®



Redovac®



I sistemi Drainobag® comprendono

- Bottiglie trasparenti evacuate con capacità nominale di 600 ml, 300 ml e 150 ml
- Tubi di connessione Redon
- Disponibile anche come set completo, con Redon Drain e ago monouso Redon (Ch. 6 – 18)

I sistemi Redovac® comprendono

- Bottiglie trasparenti evacuate con capacità nominale di 400 ml
- Tubi di connessione Redon

I contenitori più piccoli indicati da 150 ml di capacità nominale sono preferiti per il drenaggio di piccole quantità di sangue e secrezioni ed anche per l'impiego in pazienti mobilizzati.

Drainobag®

SISTEMI DI DRENAGGIO DELLA FERITA, A SCELTA IN VARIANTE LUER-LOCK O A INNESTO

Drainobag® Sistema operatorio	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizza- zione	UI	Pharmacode	Cod. art.
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bottiglia di plastica trasparente ▪ Indicatore del vuoto ▪ Tubo di connessione 123/65 cm con attacco universale per Ch. 6 – 18 ▪ Dispositivo di sospensione ▪ PVC 	Drainobag® 150 Sistema operatorio						
	Capacità nominale 150 ml, graduazione fine 10 ml	Attacco a innesto	Gas	30	2112909	5523710	
		Attacco a innesto*	Gas	30	3149719	5523702	
		Connettore Luer-Lock	Gas	30	7822284	55237371	
	Drainobag® 300 Sistema operatorio						
	Capacità nominale 300 ml, graduazione fine 10 ml	Attacco a innesto	Gas	30	3149777	5522322	
		Connettore Luer-Lock	Gas	30	7822286	55223401	
	Drainobag® 600 Sistema operatorio						
	Capacità nominale 600 ml, graduazione fine 10 ml	Attacco a innesto	Gas	25	7822288	5523606	
Connettore Luer-Lock		Gas	25	7822287	5523649		

* con tubo di connessione più corto (65 cm)




Drainobag® Sistema per stazione mobile	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizza- zione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bottiglia di plastica trasparente ▪ Indicatore del vuoto ▪ Dispositivo di sospensione ▪ PVC 	Drainobag® 150 Sistema per stazione mobile					
		Capacità nomi- nale 150 ml, graduazione fine 10 ml	Connettore Luer-Lock	Gas	30	7822283	55237611
		Drainobag® 300 Sistema per stazione mobile					
		Capacità nomi- nale 300 ml, graduazione fine 10 ml	Connettore Luer-Lock	Gas	30	3149783	5522390
Drainobag® 600 Sistema per stazione mobile							
		Capacità nomi- nale 600 ml, graduazione fine 10 ml	Connettore Luer-Lock	Gas	25	7831675	5523682

Drainobag® 150 Sistema completo	Descrizione	Charrière	Sterilizza- zione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Con drenaggio e ago guida monouso ▪ Bottiglia di plastica trasparente capacità nominale 150 ml, graduazione fine 10 ml ▪ Indicatore del vuoto ▪ Tubo di connessione con attacco universale per Ch. 6 – 18 ▪ Dispositivo di sospensione ▪ PVC 	6	Gas	30	7822285	55238001

Redovac® Sistema operatorio	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizza- zione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> Bottiglia di plastica trasparente Indicatore del vuoto Tubo di connessione con attacco universale per Ch. 6 – 18 Dispositivo di sospensione PVC 	Redovac® 400 Sistema operatorio					
	<ul style="list-style-type: none"> Capacità nominale 400 ml, graduazione fine 10 ml 	Connettore di sicurezza a baionetta	Gas	25	3157831	U2000700	

Redovac® Sistema per stazione mobile	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizza- zione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> Bottiglia di plastica trasparente Indicatore del vuoto Dispositivo di sospensione PVC 	Redovac® 400 Sistema per stazione mobile					
	<ul style="list-style-type: none"> Capacità nominale 400 ml, graduazione fine 10 ml 	Connettore di sicurezza a baionetta	Gas	30	3157819	U2000600	





**DRENAGGIO
DELLA FERITA
A MEDIO VUOTO**

Drenaggio della ferita a medio vuoto

PANORAMICA DEL PRODOTTO



I sistemi Drainobag®/Redyrob® comprendono

- Bottiglie trasparenti evacuate con capacità nominale di 600 ml
 - Tubi di connessione Redon
-

Redyrob®

SISTEMA CHIUSO DI DRENAGGIO DELLA FERITA REGOLABILE E ACCESSORI

Redyrob® Comp	Descrizione	Capacità (ml)	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolabile▪ Sterile▪ Doppio imballaggio▪ Incl. sacca di drenaggio per gravità da 1500 ml	600	20	-	5526000
Redyrob® Trans Plus	Descrizione	Capacità (ml)	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Per il collegamento a Redyrob® Comp▪ Regolabile▪ Sterile▪ Doppio imballaggio	600	10	7202178	5526604
Sacca di drenaggio per gravità, 1,5 l	Descrizione	Capacità (ml)	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Per Redyrob® Comp/Trans▪ Sterile▪ Doppio imballaggio	1500	50	-	5526159

Drainobag® BP (Basse Pression)

PANORAMICA DEL PRODOTTO



MEDIO
VUOTO

Drainobag® 600 BP Sistema operatorio	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizzazione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Bottiglia di plastica trasparente▪ Indicatore del vuoto▪ Tubo di connessione con attacco universale per Ch. 6 – 18▪ Dispositivo di sospensione▪ PVC	Capacità nominale 600 ml, capacità di riempimento max 300 ml a max 500 mbar, graduazione fine 10 ml	Connettore Luer-Lock	Gas	25	-	5524210


Drainobag® 600 BP Sistema per stazione mobile	Descrizione	Bottiglia	Versione	Sterilizzazione	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Bottiglia di plastica trasparente▪ Indicatore del vuoto▪ Dispositivo di sospensione▪ PVC	Capacità nominale 600 ml, capacità di riempimento max 300 ml a max 500 mbar, graduazione fine 10 ml	Connettore Luer-Lock	Gas	25	7831674	5524237



**DRENAGGIO
DELLA FERITA
A BASSO VUOTO**

Drainobag®

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Drainobag® 40 K6	Descrizione	Volume	UI	Pharma- code	Cod. art.
	Drainobag® 40 K6 ▪ Con connettore di scarico, ago e Drain, Ch. 6	40 ml	10 pezzi	2112950	5524008

Drainobag® LVS

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Drainobag® LVS	Descrizione	Versione	UI	Pharma-code	Cod. art.
	Drainobag® LVS <ul style="list-style-type: none">▪ Sistema chiuso a basso vuoto e drenaggio per gravità▪ Capacità soffietto 250 ml▪ Tubo di connessione 123 cm, morsetto scorrevole, con connettore di scarico variabile, Ch. 6 – 18▪ Sacca di drenaggio per gravità da 500 ml con attacco Luer-Lock e valvola di scarico	Connettore Luer-Lock	25 pezzi	7680251	5524202

Sacca di drenaggio per gravità	Descrizione	Volume	UI	Pharma-code	Cod. art.
	Sacca di drenaggio per gravità <ul style="list-style-type: none">▪ Per Drainobag® LVS, con attacco Luer-Lock e valvola di scarico	500 ml	50 pezzi	7680245	5524229


Mini-Redovac®

PANORAMICA DEL PRODOTTO



BASSO
VUOTO

Mini-Redovac®	Descrizione	Capacità (ml)	Charrière	UI	Pharma-code	Cod. art.
	Mini-Redovac® Set					
		20	6		7764826	U2041001
	▪ Soffietto di aspirazione	20	8	10	7680305	U2041003
	▪ Mini drenaggio Ch. 6 o Ch. 8, 35 cm	50	6		2805469	U2045001
	▪ Con ago di guida atraumatico collegato	50	8		3183679	U2045003
	Soffietto di aspirazione per Mini-Redovac®					
		20	-	10	7491337	U2040232



ACCESSORI

Redon

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Tubo connessione Redon	Descrizione	Versione	UI	Pharma-code	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> 123 cm PVC 	Morsetto per la secrezione e attacco universale per drenaggi Ch. 6 – 18	40	3157765	5524920
	<ul style="list-style-type: none"> 123 cm PVC 	Attacco Luer-Lock, morsetto per la secrezione e attacco universale per drenaggi Ch. 6 – 18	40	3157759	5524911

Redon Drain per aspirazione	Descrizione	Charrière	UI	Pharmacode	Cod. art.
	<ul style="list-style-type: none"> Graduato Strisce a contrasto per radiografia Doppia perforazione 15 cm Lunghezza 50 cm PVC di qualità med. Sterile Doppio imballaggio 	6	100	7680311	U2110600
		8		7824712	U2110800
		10		7824709	U2111000
		12		7824710	U2111200
		14		7824711	U2111400
		16		7825969	U2111600
		18		3157742	U2111800

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | Ambulatory Channel: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32